

Base STERILAIR PRO

Art. SA002ZSA

**Utilizzare questo dispositivo solo con: / Use the device only with:
Art. SA210ZSA**

ITALIANO

ENGLISH

Guida d'installazione per l'utilizzatore

Steril Air PRO a stativo (installazione su piedistallo) è corredato di una staffa sul piedistallo da far corrispondere con quella posta sul retro dell'apparecchiatura (la medesima per il fissaggio a parete);

Fase1:

Appoggiare il dispositivo sull'incastro e far combaciare i fori;

Fase2:

Fare corrispondere i fori delle staffe e avvitare il galletto;

Fare riferimento alla figura sotto:

Installation guide for the user

Steril Air PRO free standing (installation on stand) is supplied with a bracket on the stand which must correspond to that on the back of the device (the same for wall mounting);


Phase 1:

Place the device in the fitting and have the holes match;

Phase 2:

Have the holes of the brackets match and screw the wing;

Refer to the figure below:



TECNO-GAZ S.p.A

Strada Cavalli, n°4
C.A.P. 43038
Sala Baganza – Parma
Italia

tel. +39 0521 83.80 r.a
fax +39 0521 83.33.91
www.tecnogaz.com

TECNO-GAZ Group

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA
CONFORMITY CE DECLARATION - DECLARATION CE DE CONFORMITE
KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG -DECLARATION CE DE CONFORMIDAD

Modulo: TPM999 (ref. ISO/IEC 17050-1)

Nome del rilasciante - Manufacturer's Name - Nom de la Société délivrante - Name des Hersteller - Nombre de expedidor

TECNO-GAZ S.p.A.

Strada Cavalli n. 4, 43038, Sala Baganza, Parma, ITALY

Oggetto della dichiarazione - Subject of declaration - Objet de la declaration - Betreffvon Erklärung - Objeto de la declaración

REF: SA002ZSA STATIVO STERILAIR PRO

L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:
The object of the declaration described conforms to the requirements of the following documents:
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux exigences des documents suivants :
Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht den Anforderungen folgender Unterlagen:
El objeto de la declaración se ha descrito anteriormente se ajusta a los requisitos de los siguientes documentos:

Specifiche tecniche di assemblaggio, collaudo e verifica, del Sistema Qualità Aziendale TECNO-GAZ, conforme alla Norma ISO 9001
Technical specifications of assembly, testing and validation, of the Company Quality System TECNO-GAZ, complying with the Norm ISO 9001

Sala Baganza (PR), 09/11/2011

Presidente - Chairman - Président - Vorstand

Paolo Bertozzi



MEDILINE ITALIA, SRL via 8 marzo, 4 42025 Cavriago (RE) ITALIA

PHONE

+39 0522 94.29.96

FAX

+39 0522 94.47.98

e-m@il

service@tecnogaz.com



TECNO-GAZ S.p.A.

Strada Cavalli N°4 • 43038 • Sala Baganza • Parma • ITALIA
Tel. +39 0521 83.80 Fax. +39 0521 83.33.91

www.tecnogaz.com

I

Il presente manuale deve sempre accompagnare il prodotto, in adempimento alle Direttive Comunitarie Europee.
TECNO-GAZ, si riserva il diritto di apporre modifiche al presente documento senza dare alcun pre-avviso.
La ditta TECNO-GAZ si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta l'utilizzo o la divulgazione a terzi senza il proprio benestare

GB

This manual must always be kept with the product, in complying with the Directives of European Community.
TECNO-GAZ reserves the right to modify the enclosed document without notice.
TECNO-GAZ reserves the property of the document and forbids others to use it or spread it without its approval.

F

Ce manuel doit être gardé avec le produit, conformément aux Directives de la Communauté Européenne.
TECNO-GAZ se réserve la faculté de foires des changements à ce document sans aucun préavis.
TECNO-GAZ se réserve la propriété de ce document et en empêche l'utilisation ou la divulgation sans son consentement.

D

Dieses Handbuch ist nach den CEE Normen immer mit dem Produkt auszuliefern.
TECNO-GAZ behält sich Änderungen an dem Dokument vor.
Der Inhalt dieses Dokumentes ist urheberrechtlich geschützt. Jede weitergehende Verwendung, insbesondere jede Form der gewerblichen Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in überarbeiteter Form - ist ohne Zustimmung der Firma TECNO-GAZ untersagt.

E

Este manual debe siempre acompañar el producto, en cumplimiento a las Directivas Europeas.
TECNO-GAZ, se reserva de derechi de aportar modificaciones a este documento sin ningun aviso.
La empresa TECNO-GAZ se reserva la propiedad de este documento y veda el utilizzo o la divulgación a terceros sin su aprobación.

TR

Bu kullanım kılavuzu her zaman Avrupa Birliği Direktiflerine uygun olmalıdır.
TECNO-GAZ bu dokumanda on duyuru yapmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Firma TECNO-GAZ bu dokuman üzerinde mal hakkına sahip olup yetkili olmayan kullanım ve patent hakkına izin vermez.