



GIMA

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Misuratore di statura
Height measure
Mesureur de taille
Medidor de estatura



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

REF 27335



Gima S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 - Gessate (MI) - Italy
Made in China



CARATTERISTICHE

Il misuratore di statura GIMA (cod. 27335) è uno strumento che ha la funzione di misurare in cm l'altezza di una persona.

Il misuratore di statura è applicabile a parete e può misurare fino a un massimo di 2 m, permette una rapida lettura della statura e non ingombra l'ambiente.

PRESCRIZIONI



Non tirare bruscamente il cursore, il nastro graduato potrebbe rompersi.

Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale medico qualificato.



Non usate l'apparecchio se rilevate danni. Rivolgetevi al vostro rivenditore. Evitare qualunque riparazione precaria. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente con ricambi originali che vanno installati secondo l'uso previsto.

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste per il normale utilizzo, quindi non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo in un ambiente chiuso, evitandone l'esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, avendo cura di proteggerlo dalla polvere per poterne garantire le condizioni di igiene. Si raccomanda inoltre di conservare il prodotto in un luogo tale da essere facilmente raggiungibile dagli operatori in caso di necessità.

DISIMBALLO



Rammentiamo che gli elementi dell'imballo (carta, cellophan, punti metallici, nastro adesivo, ecc..) possono tagliare e/o ferire se non maneggiati con cura. Essi vanno rimossi con opportuni mezzi e non lasciati in balia di persone non responsabili; lo stesso dicasi per gli attrezzi utilizzati per la rimozione degli imballi (forbici, coltelli, ecc..).

La prima operazione da fare una volta aperti gli imballi, è un controllo generale dei pezzi e delle parti che compongono il prodotto; verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni.

INSTALLAZIONE

Per il montaggio del misuratore di statura è necessario posizionare il cursore alla parete esattamente ad un'altezza di 2 m a filo della base di appoggio e, tenendo il prodotto compatto, fissare con gli appositi tasselli la piastrina. A questo punto il misuratore di statura è pronto per l'utilizzo.

FUNZIONAMENTO

Per la misurazione della statura è sufficiente prendere il cursore con una mano e tirarlo verso il basso, fino ad appoggiarlo sulla testa della persona da misurare, infine leggere la misura in corrispondenza della barra rossa nell'apposita finestra.

MANUTENZIONE

Il prodotto è stato progettato per durare a lungo. Consigliamo di pulire lo strumento con un detergente delicato.



Per garantire un miglior livello di igiene si consiglia di pulire con un disinfettante il cursore ad ogni utilizzo.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulta asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.



Leggere attentamente le istruzioni per
l'uso *Please read instructions carefully*
Lire attentivement la notice
Leer atentamente las instrucciones de uso



Conservare al riparo dalla luce solare
Keep away from sunlight
À conserver à l'abri de la lumière du soleil
Conservar al amparo de la luz solar



Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cool, dry place
À conserver dans un endroit frais et sec
Conservar en un lugar fresco y seco

REF

Codice prodotto
Product code
Code produit
Código producto

LOT

Numero di lotto (vedi scatola / bustina)
Lot number (see box / package)
Numéro de lot (voir boîte/sachet)
Número de lote (ver caja / sobre)



Fabbricante
Manufacturer
Fabricant
Fabricante



0476

Prodotto conforme alla Direttiva Europea
Product complies with European Directive
Ce produit est conforme à la directive européenne
Producto conforme a la Directiva Europea