



ES

WKB006  
Manual de instrucciones  
WE-2020-WKB006-1

# TERMOTERAPIA

## ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EC

## RECICLAJE

Quando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado,

hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

## ¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.




La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

## CONTENIDO DEL PAQUETE


• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.


Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	MANTA TÉRMICA	40002.1	1
2	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
3	CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	-	1



## PANEL FRONTAL



1. Control de temperatura de las tres zonas
2. Temporizador



3. Salidas de los canales.

## INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda realizar un masaje antes y después del tratamiento de termoterapia.

1. Conecte los cables de alimentación en el panel trasero, indicado en el esquema como "POWER LINE INPUT".

2. Conecte los 3 accesorios correctamente en el panel delantero como se indica en el esquema.

3. Encienda el botón "START" de la derecha.

4. El aparato dispone de tres zonas regulables en temperatura de forma independiente.

5. Ajuste en primer lugar el tiempo de tratamiento, entre 1 y 60 minutos, utilizan-

## FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	58x41x52
	Peso bruto (kg)	9
	Tamaño consola (cm)	48x13x32
	Tamaño manta térmica (cm)	180x80
Características de trabajo	Potencia de trabajo	300 W
	Temperatura de trabajo	30 - 50°C
	Temperatura máxima	55°C
	Tiempo de trabajo preestablecido	30 min
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz

do los botones + / -.

6. Ajuste la temperatura deseada para cada zona mediante los botones + / - y apriete el botón START / PAUSE de cada uno de los canales. El rango de ajuste de temperatura es de 40 a 85°C. (En sensación térmica el rango sería de 30-50°C)

7. Una vez finalizado el tratamiento, apague el aparato volviendo a presionar sobre el botón "START" de la derecha.

## PRECAUCIÓN

• Si la superficie de la manta está rota o envejecida, por favor, sustitúyala por una manta nueva, para evitar quemaduras accidentales de la piel o descargas eléctricas.

• La manta eléctrica puede generar radiación magnética de luz al cuerpo humano debido a su alta potencia. Tenga en cuenta que las mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con piel sensible deben evitar el uso de este aparato. Por favor, beba mucha agua antes del tratamiento para evitar la deshidratación y la insolación.

• Consulte con el paciente si la temperatura es la apropiada varias veces a lo largo del tratamiento.

## MANTENIMIENTO

• La superficie de cuero de esta manta está hecha de material de PVC. Por favor manténgala seca y limpia después de cada uso. Si se mancha con crema para bajar de peso u otras sustancias grasas, use un líquido limpiador neutro para limpiarla. Nunca use ácido o líquidos orgánicos alcalinos para su limpieza.

• Por favor, desconecte la alimentación si el instrumento no va a utilizarse durante mucho tiempo. Guarde la caja y los accesorios por separado en un ambiente seco.

## ACCESORIOS

	DESCRIPCIÓN
40002.1	MANTA TÉRMICA



EN

WKB006  
Instruction Manual  
WE-2020-WKB006-1

# TERMOTHERAPY

## WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms, etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

## EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EC
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EC

## RECYCLING

Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and

improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

## WELCOME!




Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

## PACKAGE CONTENTS

- These components are subject to change without prior notice.
- Appearance of product may differ from the image.

Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	THERMAL BLANKET	40002.1	1
2	MAIN UNIT	-	1
3	FEEDER CABLE	-	1



4. This device has three independent and adjustable temperature zones.

5. First adjust the treatment time, from 1 to 60 minutes, by using the buttons +/-.

6. Adjust the operating temperature for every zone by using the buttons +/- and press "START / PAUSE" in each channel. The adjustment range is from 40 to 85°C. (The thermal comfort range is from 30 to 50°C.)

7. To turn off the device, press again the "START" button on the right.

## CAUTIONS

- If the surface of the blanket is broken or aging, please replace it with a new blanket to prevent accidental skin burns or electric shocks.
- The heating blanket can generate light magnetic radiation to the human body due to its high power. Please note that pregnant women, children, elderly people and people with sensitive skin should avoid using this instrument. Please drink plenty of water before treatment to avoid dehydration and heatstroke.

- Please check with the patient if the operating temperature is appropriate during treatment.


## MAINTENANCE

- The leather surface of this blanket is made of PVC material. Please keep it dry and clean after use. If the leather is stained with weight-loss cream or other oily substances, use a neutral cleaning liquid to wipe them off. Never use acid or alkaline organic liquids for cleaning.
- Please cut off the power if the instrument will not be used for a long time. Store the housing and accessories separately in a dry environment.


## ACCESSORIES

REF.	DESCRIPTION
40002.1	THERMAL BLANKET

## FRONT PANEL



1. Temperature control for the three zones
2. Timer



3. Air tubes output

## INSTRUCTIONS OF USE

We recommend you to give a massage before and after the thermotherapy treatment.

1. Connect the power cables to the rear panel, as indicated in the sketch as "POWER LINE INPUT".
2. Connect the 3 accessories properly to the front panel, as indicated in the sketch.
3. Press "START" button on the right.

## TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	58x41x52
	Gross weight (kg)	9
	Product size (cm)	48x13x32
	Blanket size (cm)	180x80
Working characteristics	Working power	300 W
	Temperature range	30 - 50°C
	Maximum temperature	55°C
	Preset working time	30 min
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz



FR

WKB006  
Mode d'emploi  
WE-2020-WKB006-1

# THERMOTHÉRAPIE

## AVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.


## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EC

## RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que

requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

## BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.




L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.


No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	COUVERTURE CHAUFFANTE	40002.1	1
2	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
3	CÂBLE ALIMENTATION	-	1



## PANNEAU AVANT



1. Contrôle de température des trois zones
2. Minuterie



3. Sorties des tuyaux d'air

## MODE D'EMPLOI

Nous vous conseillons d'appliquer un massage avant et après le traitement de thermothérapie.

1. Branchez les câbles sur le panneau arrière marqué sur le visuel comme « POWE LINE INPUT ».
2. Branchez les 3 accessoires correctement sur le panneau avant comme indiqué sur le visuel.
3. Allumez l'appareil moyennant le bouton «START» à droite.
4. L'appareil dispose de 3 zones réglables en température de façon indépendante.

## SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	58x41x52
	Poids brut (kg)	9
	Dimensions produit (cm)	48x13x32
	Taille couverture chauffante (cm)	180x80
Caractéristiques de travail	Puissance de travail	300 W
	Température de travail	30 - 50°C
	Température maximum	55°C
	Temps de travail	30 min
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz

5. Réglez le temps du traitement entre 1 et 60 minutes dans un premier moment en utilisant les boutons + / -.

6. Réglez la température souhaitée pour chaque zone moyennant les boutons + / - et appuyez sur le bouton START/PAUSE de chacun des zones. La plage de température est de 40 à 85 °C. (En termes de sensation thermique la plage serait de 30 à 50 °C).

7. Une fois terminé le traitement, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton « START » à droite.

## CAUTIONS

• Si la surface de la couverture chauffante est cassée ou la couverture ancienne, veuillez la remplacer par une nouvelle afin d'empêcher les brûlures accidentelles de la peau ou les décharges électriques.

• À cause de sa puissance élevée, la couverture chauffante peut générer des radiations magnétiques légères au corps humain. Notez que les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant une peau sensible doivent éviter d'utiliser cet instrument. Veuillez vous hydrater correctement avant chaque traitement afin d'éviter la déshydratation et les coups de chaleur.

• Vérifiez avec le patient si la température est appropriée pendant le traitement.

## MAINTENANCE

• Le revêtement en cuir de cette couverture est en PVC. Veuillez garder la couverture sèche et propre après chaque utilisation. Si le cuir est taché avec de la crème amincissante ou toute autre substance, utilisez un produit de nettoyage au pH neutre pour retirer la substance. N'utilisez jamais de liquides naturels acides ou alcalins pour le nettoyage.

• Veuillez couper l'alimentation électrique lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période. Gardez l'emballage et les accessoires séparément dans un endroit sec.

## ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
40002.1	COUVERTURE CHAUFFANTE





DE

WKB006  
Bedienungsanleitung  
WE-2020-WKB006-1

# INFRAROTDECKE

## WARNUNG

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.
- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

## EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EC
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EC

## RECYCLING

Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung

von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.




## WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.


## PACKUNGSGEHALT

- Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.


Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	INFRAROTDECKE	40002.1	1
2	HAUPT-EINHEIT	-	1
3	STROMKABEL	-	1



## SCHALTTAFEL



1. Temperaturregelung der drei Bereiche
2. Timer



3. Kanalausgänge

## GEBRAUCHS

Es wird empfohlen, eine Massage vor- und nach der Thermotherapie Behandlung zu machen.

1. Stecken Sie die Stromkabel an der Geräterückseite ein, wie in der Abbildung als "POWER LINE INPUT" angegeben.
2. Die 3 Zubehörteile richtig an der Frontseite anschließen, wie abgebildet.
3. "START" Taste auf der rechten Seite drücken.
4. Das Gerät verfügt über 3 Bereiche und deren Temperaturen können unabhängig voneinander reguliert werden.
5. Als Erstes die Behandlungsdauer mit den Tasten + / - zwischen 1 und 60 Minuten einstellen.

## TECHNISCHE DATEN

		Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	58x41x52
			Bruttogewicht (kg)	9
			Produktabmessungen (cm)	48x13x32
			Größe der Wärmedecke (cm)	180x80
Technische Daten		Arbeitsleistung	300 W	
		Arbeitstemperatur	20 - 50°C	
		Höchste Temperatur	55°C	
		Voreingestellte Arbeitszeit	30 min	
Elektrische Daten		Nennspannung	220V ~ 240V	
		Frequenz	50Hz/60Hz	

6. Mit den Tasten + / - die gewünschte Temperatur von jedem Bereich einstellen und auf die Taste START / PAUSE von den jeweiligen Kanälen drücken. Der Temperatur Einstellungsbereich ist von 40 bis 85° C. (die gefühlte Temperatur wäre von 30-50°C)

7. Einmal die Behandlung fertig ist, schalten Sie das Gerät aus indem Sie auf der Taste „START“ von der rechten Seite drücken.

## VORSICHT

- Wenn die Oberfläche der Decke defekt oder verschlissen ist, tauschen Sie sie gegen eine neue Decke aus, um Hautverbrennungen oder Stromschlag zu vermeiden.
- Die Heizdecke kann aufgrund der starken Elektrizität leichte magnetische Strahlen aussenden. Beachten Sie bitte, dass Schwangere, Kinder, Senioren und hautempfindliche Personen dieses Produkt nicht verwenden sollen. Trinken Sie vor der Behandlung ausreichend Wasser, um Dehydration und Hitzschlag zu vermeiden.
- Fragen Sie den Kunden mehrere Male während der Behandlung nach, ob die Temperatur die geeignete ist.

## WARTUNG

- Die lederne Oberfläche dieser Decke besteht aus PVC. Bitte halten Sie sie nach dem Gebrauch trocken und sauber. Wenn das Leder von Gewichtsreduktionscremes oder anderen fettigen Stoffen verunreinigt ist, reiben Sie die Flecken bitte mit einer neutralen Reinigungslösung ab. Verwenden Sie niemals säurehaltige oder alkaline organische Flüssigkeiten zum Reinigen.
- Schalten Sie den Strom ab, wenn Sie die Decke über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Bewahren Sie Hülle und Zubehör getrennt voneinander in einem trockenen Raum auf.

## ZUBEHÖR

REF.	BESCHREIBUNG
40002.1	INFRAROTDECKE



IT

WKB006  
manuale d'istruzioni  
WE-2020-WKB006-1

# TERMOTERAPIA

## AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati onde evitare di danneggiarne gli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare rischi.
- Non provare mai a separare il generatore di acciaio inossidabile dalla sua fodera di gomma; qualsiasi tentativo potrebbe danneggiare irreparabilmente il generatore.


## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2006/95/EC.

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EC

## RICICLAGGIO

 Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di

smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

## BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente.


L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.

L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di modificare o correggere informazioni sulle apparecchiature senza previo avviso. Qualora si dovessero riscontrare errori nelle presenti istruzioni, vi preghiamo di inviarci un'e-mail al fine di correggerli.


## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- I seguenti elementi potrebbero essere soggetti a modifiche senza previo avviso.
- L'aspetto del prodotto potrebbe differire dall'immagine.


N°	PRODOTTO	COD.	QUANT.
1	TERMOCOPERTA	40002.1	1
2	UNITÀ PRINCIPALE	-	1
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	-	1



## PANELLO FRONTALE



1. Controllo della temperatura delle tre zone
2. Temporizzatore



3. Uscita dei canali

## ISTRUZIONI D'USO

È raccomandabile realizzare un massaggio prima e dopo il trattamento di termoterapia

1. Connettere i cavi di alimentazione nel pannello posteriore, indicato nello schema con la voce "POWER LINE INPUT".
2. Connettere i 3 accessori correttamente nel pannello frontale, come indicato nello schema.
3. Premere il tasto "START" situato a destra.
4. L'apparecchio dispone di tre zone, di cui si può regolare la temperatura in maniera indipendente.
5. Regolare in primo luogo la durata del trattamento, tra 1 e 60 minuti, utilizzando i tasti + / -.

## SCHEMA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballaggio (cm)	58x41x52
	Peso lordo (kg)	9
	Dimensioni unità principale (cm)	48x13x32
	Dimensioni termocoperta (cm)	180x80
Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro (W)	300 W
	Temperatura di lavoro (°C)	30 - 50°C
	Temperatura massima (°C)	55°C
	Tempo di lavoro prestabilito	30 min
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale (V)	220V ~ 240V
	Frequenza (Hz)	50Hz/60Hz

6. Regolare la temperatura desiderata per ogni zona mediante i tasti + / - e premere il tasto START / PAUSE di ognuno dei canali. L'intervallo di impostazione della temperatura è da 40 a 85°C. (Come sensazione termica l'intervallo sarebbe di 30-50°C)

7. Una volta terminato il trattamento, spegnere l'apparecchio premendo nuovamente il tasto "START" situato sulla destra.

## PRECAUZIONI

- Se la superficie della termocoperta è otta o rovinata, è necessario sostituirla con una coperta nuova, onde evitare bruciate accidentali alla pelle o scosse elettriche.
- La coperta elettrica può generare radiazione magnetica di luce al corpo a causa della sua elevata potenza. Tenere in considerazione che, per le donne in stato di gravidanza, i bambini, gli anziani e le persone con pelle sensibile, è assolutamente vietato l'utilizzo di quest'apparecchiatura. È, inoltre, necessario bere molta acqua prima del trattamento onde evitare la disidratazione e l'insolazione.
- Consultare con il paziente se la temperatura è quella adeguata, varie volte durante l'intero trattamento.

## MANUTENZIONE

- La superficie della termocoperta è realizzata in PCV (policloruro di vinile). Mantenerla asciutta e pulita dopo ogni utilizzo. Se il rivestimento si macchia di crema o di altre sostanze grasse, usare un liquido detergente neutro per disinfettarlo. Non usare mai un acido o dei liquidi organici alcalini per la pulizia.
- Sconnettere il cavo d'alimentazione nel caso in cui l'apparecchiatura non venga usata per periodi di tempo prolungati. Conservare la scatola dell'imballaggio e la termocoperta in luoghi separati e in un ambiente asciutto.

## ACCESSORI

REF.	DESCRIZIONE
40002.1	TERMOCOPERTA