



IT



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
 DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
 Telefono: 05431/9416-0
 Fax: 05431/9416-66
 Web: www.rebotec.de
 E-Mail: info@rebotec.de



BA-Nr.: 04.07.080/2021-11-A01

Istruzioni per l'uso

Sedia a rotelle da doccia e sedia a rotelle con wc

	Denver	Chicago
REF	360.XX.YY	358.XX.YY
	175 kg	200 kg
	Atlanta	Dallas
REF	361.XX.YY	359.XX.YY
	175 kg	200 kg

XX= Codice colore, YY= modello



Figura simile



Prima del primo utilizzo leggere le istruzioni per l'uso e tenerle a disposizione dell'utente e conservarle per un utilizzo futuro e allegarle in caso di vendita.

**Indice****Sedia a rotelle da doccia e sedia a rotelle con wc..... 1****1 Descrizione dell'articolo 3**

1.1 Introduzione..... 3

2 Caratteristiche prestazionali 3

2.1 Destinazione d'uso..... 3

2.2 Impiego..... 3

2.3 Stoccaggio e trasporto 4

2.4 Dotazione e funzioni 4

2.5 Imballaggio 4

2.6 Smaltimento..... 4

3 Simboli e targhette identificative .. 4**4 Avvertenze per la sicurezza..... 4****5 Notifica di incidenti 5****6 Garanzia 5**

6.1 Reclamo 5

7 Riutilizzo, durata..... 6**8 Volume della fornitura..... 6****9 Stabilire le condizioni d'uso 6**

9.1 Ribaltare i poggiatesta..... 6

9.2 Regolare l'altezza delle pedane dei poggiatesta..... 6

9.3 Montaggio dello schienale 6

10 Dati del prodotto..... 6**11 Utilizzo dell'articolo..... 7**

11.1 Sedersi 7

11.2 Alzarsi..... 7

11.3 Orientare i braccioli..... 7

11.4 Rimuovere i poggiatesta 8

11.5 Rimozione della sedia per doccia/wc... 8

11.6 Utilizzo della vaschetta..... 8

11.7 Rimozione dell'imbottitura dello schienale 8

11.8 Utilizzo del freno di stazionamento..... 8

11.9 Posizionare sopra un wc..... 8

11.10 Rimozione del montante stabilizzatore..... 8

12 Eliminazione dei guasti 8**13 Pulizia e manutenzione..... 9**


13.1 Pulizia..... 9

13.2 Manutenzione 9

14 Pezzi di ricambio e accessori..... 10**15 Schizzi e dimensioni 11**

1 Descrizione dell'articolo

La figura rappresenta:



A	Schienale
B	Bracciolo (rialzabile)
C	Perni di arresto
D	Telaio sedia
E	Sedile PUR, apertura per la pulizia
F	Cuscino del sedile PUR (rimovibile)
G	Inserto ruota freno bloccato
H	Inserto ruota freno sbloccato
I	Poggiapiedi (regolabile)
J	Cuscino per la schiena (rimovibile)
K	Montante stabilizzatore
L	Attacco per vaschetta
M	Targhetta identificativa

1.1 Introduzione

- Conformemente a **(UE) 2017/745 MDR**, l'articolo qui descritto è un dispositivo medico della classe di rischio I.
- Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni e note relative alla messa in funzione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla cura dell'articolo.
- Prima di utilizzare l'articolo, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Osservare le avvertenze per la sicurezza e agire in base ad esse.

2 Caratteristiche prestazionali

2.1 Destinazione d'uso

Denver, Atlanta, Chicago, Dallas

- L'articolo serve alla cura di pazienti con ridotta capacità di resistenza e deambulazione. Consente di fare la doccia da seduti e usare la toilette, laddove non sia possibile recarsi in una normale toilette. È necessario essere in grado di stare seduti e possedere una muscolatura del torace sufficiente. Potrebbe essere necessaria la presenza di un operatore sanitario durante l'utilizzo. L'articolo non è progettato per stare seduti e spostarsi a lungo.

Specifiche – Denver, Atlanta:

- Peso massimo dell'utente: 175 kg
- Pedane regolabili in altezza
- Sedia a rotelle, 2 rotelle orientabili bloccabili
- Impiego all'interno

Specifiche – Chicago, Dallas:

- Peso massimo dell'utente: 200 kg
- Pedane regolabili in altezza
- Sedia a rotelle, 2 rotelle orientabili bloccabili
- Impiego all'interno

Indicazione

- Condizioni mediche del paziente:
- l'impiego della sedia da parte di pazienti con disturbi cognitivi (capacità ridotte in termini psicologici, psichici, sensoriali o mentali) deve essere stabilito previo parere medico (prescrizione del prodotto) o in loco dagli operatori sanitari.

2.2 Impiego

- Intervallo di temperatura: da 5°C a + 35°C Evitare un irraggiamento termico diretto sull'articolo.
- Umidità dell'aria: da 40% a 75%. Oltre queste condizioni l'articolo può essere utilizzato solo per poco tempo.
- Non è possibile trasportare oggetti pesanti con l'articolo.
- Le sedie non sono adatte per restare seduti a lungo.
- Deve essere presente una superficie di appoggio piana di dimensioni sufficienti. Vedere 15.
- Gli articoli possono essere spostati sopra una toilette convenzionale. Vedere 15.
- Uso in ambiente domestico e ospedaliero.

2.3 Stoccaggio e trasporto

- Intervallo di temperatura: da 5 °C a + 25 °C Evitare un irraggiamento termico diretto sull'articolo.
- Conservare l'articolo in un ambiente asciutto con un'umidità atmosferica fino al 65%.
- La doccia dovrebbe essere realizzata affinché presenti una superficie di appoggio piana di dimensioni sufficienti.

2.4 Dotazione e funzioni

- Le sedie sono composte da un telaio in plastica con inserto per ruote e ruote orientabili (freno di stazionamento posteriore).
- I braccioli sono rotabili. I poggiatesta sono regolabili in altezza; possono essere rimossi e sollevati. Le sedie possono essere inserite sopra un wc convenzionale.

2.5 Imballaggio

- Consigliamo di conservare l'imballaggio esterno per finalità di trasporto successive.
- Dimensioni Denver, Chicago: 770 mm x 640 mm x 720 mm
- Dimensioni Atlanta, Dallas: 780 mm x 640 mm x 720 mm

2.6 Smaltimento

- Lo smaltimento e il riciclaggio di prodotti e imballaggi usati devono essere effettuati conformemente alle norme vigenti. Informarsi presso un'azienda di smaltimento rifiuti.
- Rispettare la Legge sulla protezione dalle infezioni.
- Osservare i contrassegni sui materiali dell'imballaggio e agire in base ad essi.

3 Simboli e targhette identificative




Figura simile.



La targhetta identificativa non deve essere rimossa!

Per ordinare pezzi di ricambio ed elaborare reclami sono necessari il nome del prodotto, il numero di serie e l'anno di costruzione.

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Leggere le istruzioni!		Anno di costruzione del prodotto
SN	Numero di serie		Informazione importante!
REF	Codice articolo		Peso massimo dell'utente in kg
	Nota relativa alla pulizia		Nota relativa alla manutenzione
	Utilizzabile soltanto all'interno.		Produttore
	Segnale visivo	IT	Lingua
	Leggere le istruzioni per l'uso!		Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.
CE	Il prodotto è conforme alla (UE) 2017/745 MDR		
	Attenzione! Osservare le avvertenze per la sicurezza		
UDI	Codice identificativo unico del dispositivo (Dati: GTIN / LOT (SN) / anno di costruzione)		
MD	Etichetta del dispositivo medico L'articolo in questione è un dispositivo medico.		

4 Avvertenze per la sicurezza



Osservare le seguenti avvertenze per la sicurezza:

- Prima della prima messa in funzione, leggere integralmente le istruzioni per l'uso per evitare danni dovuti a uso improprio o pericoli.
- Prima di ogni messa in funzione, verificare se l'articolo presenti danni visibili.
- In caso di anomalie funzionali o danni di qualsiasi tipo, l'articolo non deve essere utilizzato.

Attenzione pericolo di caduta!

- Mentre ci si siede e sposta, la sedia deve essere utilizzata solo con braccioli bloccati.
- A seconda del suo stato di salute, il paziente deve sedersi, alzarsi, spostarsi con l'aiuto di un operatore sanitario formato.
- L'uso della sedia da parte di pazienti che tendono ad eseguire manovre o movimenti incontrollati non è consentito senza supervisione.
- Percorrere pendenze o salite **solo** con l'aiuto di un operatore sanitario. Generalmente si dovrebbe percorrere una salita in avanti e una pendenza all'indietro.

Attenzione pericolo di scivolamento!

- Prima dell'uso verificare che le superfici di seduta siano saldamente fissate al telaio del sedile.
- Prima dell'utilizzo della sedia azionare i freni di stazionamento, per evitare che la sedia rotoli via.
- Mentre ci si siede, non sedersi sul bordo o sul cuscino del sedile, ma occupare l'intera superficie di seduta.

Attenzione pericolo di ribaltamento!

- Spingere la sedia solo sulla maniglia di spinta (schienale).
- Prima di sedersi/alzarsi, i poggiatesta devono essere orientati verso l'esterno e rialzati. Non salire sui poggiatesta!
- **Non** spingere la sedia su soglie delle porte, spigoli o altre irregolarità
- Utilizzare la sedia **esclusivamente** all'interno e su suolo piatto e antiscivolo.
- Avanzare con la sedia **solo** a passo d'uomo (con e senza paziente)
- Non sporgersi sulla sedia (da fermi e in movimento). Una posizione scorretta delle ruote orientabili (rivolte verso l'interno) riduce la stabilità.

Attenzione pericolo di rottura!

- La sedia è indicata **solo** per la destinazione d'uso (vedi punto 2). Rispettare il peso corporeo max. consentito (dati sulla targhetta identificativa)!
- Non trasportare o sollevare mai l'articolo se il paziente è seduto sopra.
- Non tirare o sostenersi su componenti o accessori montati separatamente.

Attenzione pericolo di schiacciamento!

- Mentre si sollevano e si abbassano i braccioli non inserire le mani nella guida snodata, per evitare che parti del corpo ed altri oggetti rimangano incastrati.

- Durante il montaggio della piastra del sedile, non inserire la mano tra la superficie di seduta e il telaio per evitare di incastrare parti del corpo.
- Mentre si ribaltano i poggiatesta, accertarsi di non incastrare parti.
- Mentre si estrae o si inserisce la vaschetta sussiste pericolo di schiacciamento della parti intime. Per evitare lesioni, la vaschetta deve essere rimossa ed inserita solo quando l'utente non è seduto sulla sedia.

Attenzione pericolo di lesioni!

- Con temperature superficiali > 40°C sussiste pericolo di lesioni. Pertanto, non esporre l'articolo a temperature eccessive (ad es. irraggiamento solare, radiatore, acqua calda). Prima dell'utilizzo, far raffreddare l'articolo.



Se l'articolo viene utilizzato da un utente con una pelle poco sensibile (nessuna percezione della temperatura o danni cutanei), il personale sanitario deve eseguire un controllo termico (ad es. contatto con il palmo della mano).

5 Notifica di incidenti

- Eventuali incidenti gravi associati all'articolo devono essere segnalati immediatamente al produttore e al BfArM (Istituto federale per i Prodotti Farmaceutici e Medicinali).
 - o BfArM: www.bfarm.de/DE
 - Utilizzare le funzioni di notifica e i moduli.
 - o Produttore: pms@rebotec.de

6 Garanzia

- L'articolo ha una garanzia del produttore di 12 mesi. Il requisito sono le CGC (www.rebotec.de/agbs) e l'uso conforme. Hanno validità le disposizioni legali in materia di garanzia.
- Eventuali modifiche apportate arbitrariamente a questo articolo comportano l'estinzione della conformità del prodotto e la perdita della garanzia.

6.1 Reclamo

- Prima di una restituzione si prega di contattarci.
- Per ridurre i danni da trasporto, utilizzare possibilmente l'imballaggio originale.
- Rispettare la Legge sulla protezione dalle infezioni.
- Accertarsi che, in caso di restituzione, l'articolo non comporti alcun pericolo di infezione.

- Contrassegnare l'articolo con l'opuscolo allegato sulla sicurezza.
- Eventuali restituzioni non contrassegnate come sicure potrebbero comportare costi aggiuntivi.

7 Riutilizzo, durata

- L'articolo è adatto al riutilizzo. La quantità di riutilizzi dipende dall'intensità e dal modo di utilizzo dell'articolo.
- Prima del riutilizzo, l'articolo deve essere igienizzato ed è necessario verificare ed eventualmente ripristinare la sicurezza tecnica e funzionale dell'articolo. Vedere 13.
- Ulteriori informazioni sono riportate nelle istruzioni per l'igienizzazione (04.12.156) e nelle istruzioni per la manutenzione (04.11.150).
- I documenti possono essere scaricati al seguente link.
 - www.rebotec.de/downloads
- In caso di uso conforme, la durata del prodotto è di 5 anni. La durata effettiva può variare in base all'intensità dell'uso e allo stato generale.

8 Volume della fornitura

- 1 Sedia comoda con ausilio per wc / da doccia a rotelle
- 1 istruzioni per l'uso (04.07.080)

Le istruzioni per l'igienizzazione e la manutenzione possono essere ordinate o consultate e scaricate sul sito www.rebotec.de/downloads.

9 Stabilire le condizioni d'uso

- In fabbrica l'articolo è stato controllato per verificare l'assenza di errori e la completezza. Dopo la consegna controllare l'articolo per escludere eventuali danni da trasporto e per accertare la completezza del volume della fornitura. Il montaggio e la regolazione devono essere eseguiti dal rivenditore specializzato.

9.1 Ribaltare i poggiatesta


- Ruotare (1) i poggiatesta in avanti finché si sente un clic. Ripiegare verso il basso (2) le pedane dei



poggiatesta. Regolare infine l'altezza delle pedane dei poggiatesta.

9.2 Regolare l'altezza delle pedane dei poggiatesta

- La pedana del poggiatesta è regolabile in altezza 7x. Svitare le viti laterali del poggiatesta con una brugola (apertura della chiave 5). Scegliere il singolo livello (1-7) e riavvitare saldamente la pedana del poggiatesta. Accertarsi che le viti siano ben avvitate!



9.3 Montaggio dello schienale



- Per il montaggio dello schienale, i braccioli devono essere ruotati all'indietro.
- Inserire lo schienale nei tubi e ruotare i braccioli in avanti fino a quando i perni si incastrano.

10 Dati del prodotto

- Ci riserviamo di apportare modifiche dovute a sviluppi tecnici rispetto al modello nelle presenti istruzioni per l'uso. Vedere 15.

Ambito		Indicazione
Denver		
2.	Peso del prodotto*	19,8 kg
3.	Peso totale*	23,4 kg
Atlanta		
2.	Peso del prodotto*	20,6 kg
3.	Peso totale*	23,8 kg
Chicago		
2.	Peso del prodotto*	20,5 kg
3.	Peso totale*	24,1 kg
Dallas		
2.	Peso del prodotto*	21,3 kg
3.	Peso totale*	24,5 kg
Tolleranza cutanea		DIN EN 10993-1/-5

Ambito	Indicazione
Infiammabilità**	DIN EN 1021-1/-2

*Senza accessori.

11 Utilizzo dell'articolo

- Prima dell'utilizzo, è necessario accertarsi che l'articolo si trovi in uno stato adeguato all'utilizzo. Non utilizzare l'articolo se vengono rilevati guasti o malfunzionamenti. Prima dell'utilizzo, far risolvere i problemi da un rivenditore specializzato.



Se necessario, a seconda della sua limitazione (adeguata mobilità e forza muscolare), il paziente deve sedersi ed alzarsi con l'aiuto di un operatore sanitario. Le regolazioni successive devono essere eseguite solo da personale specializzato!

11.1 Sedersi

- Prima di sedersi, verificare che la sedia sia stabile e che non possa scivolare via o ribaltarsi, che entrambe le ruote da siano frenate, che i braccioli siano correttamente bloccati, che il sedile per la doccia/wc poggia saldamente, che i poggiatesta siano ribaltati verso l'esterno o verso l'alto.

1.



- Il paziente deve posizionarsi il più possibile vicino alla sedia. Il paziente deve sedersi lentamente sul cuscino sorreggendosi sui due braccioli.

- Se ciò non è possibile a causa delle sue limitazioni, il personale sanitario deve aiutarlo. Se necessario, utilizzare un sollevatore



Attenzione pericolo di caduta!

2.



- Evitare che il paziente cada pesantemente sul sedile della sedia. Il paziente deve sedere su tutta la superficie del sedile, non sul bordo.

- Se possibile, durante il trasporto di persone occupare tutta la superficie dello schienale e i poggiatesta.

11.2 Alzarsi

- Prima di alzarsi, verificare che la sedia sia stabile e che non possa scivolare via e ribaltarsi, che **entrambe le ruote posteriori siano frenate**, che i

braccioli siano correttamente bloccati, che i poggiatesta siano ribaltati verso l'esterno o verso l'alto.

- Il paziente deve spostarsi in avanti sulla superficie del sedile finché i piedi poggiano a terra.

3.



- Sorreggersi con le braccia ai braccioli e sollevarsi lentamente dal sedile.

- Non inclinare il corpo troppo in avanti, in modo da evitare un eventuale pericolo di caduta.

- Mentre si alza, il paziente dovrebbe farsi aiutare dal personale sanitario.



Attenzione pericolo di caduta!

4.




- Quando il paziente si siede o si solleva, non deve mai appoggiarsi sui poggiatesta.

11.3 Orientare i braccioli

- Estraendo i perni di arresto (A) si allenta il blocco ed è possibile orientare i braccioli all'indietro.
- Sollevando i braccioli si verifica la posizione corretta della chiusura a scatto sui braccioli (B) e del perno di arresto (A).

Attenzione pericolo di schiacciamento!

- I braccioli possono essere rotati servendosi di entrambe le mani. A tale scopo, durante l'intera procedura di orientamento, tenere tirato il perno di arresto (A) e condurre il bracciolo al punto (C) con l'altra mano.
- Durante tale operazione toccare solo l'esterno e non inserire le mani nel o attraverso il bracciolo.



Ad intervalli regolari eseguire un controllo del calo, dato che eventuali depositi di

calcare sul blocco potrebbero pregiudicare la scorrevolezza.

11.4 Rimuovere i poggiapiedi

- Rimuovere o ribaltare verso l'alto il sedile. Dopodiché, sollevare i poggiapiedi di ca. 100 mm e ruotarli verso l'esterno di 90 gradi.
- Ora è possibile spingere completamente verso l'alto i poggiapiedi ed estrarli.

11.5 Rimozione della sedia per doccia/wc

- Per la pulizia è possibile rimuovere o sostituire la sedia sollevandola dai rispettivi blocchi nel telaio della sedia.

11.6 Utilizzo della vaschetta

- Dal retro della sedia spostare in avanti la vaschetta sotto al sedile. Per rimuoverla sollevare leggermente la vaschetta ed estrarla quindi dal lato posteriore.

11.7 Rimozione dell'imbottitura dello schienale

- L'imbottitura dello schienale è fissata al traverso/allo schienale con dei bottoni. Premere sui bottoni per sganciare l'imbottitura dello schienale.

11.8 Utilizzo del freno di stazionamento

- Con il piede abbassare il freno di stazionamento. Le ruote sono ora bloccate. Le ruote si sbloccano sollevando la leva di comando con il piede.



11.9 Posizionare sopra un wc

- Dopo aver rimosso il montante stabilizzatore è possibile spostare la sedia sopra un wc.




Attenzione-Indicazioni di sicurezza!

Per motivi di sicurezza, non è consentito trasportare un paziente senza che sia stato montato il montante. Dopo aver utilizzato il wc, è assolutamente necessario rimontare il montante!

11.10 Rimozione del montante stabilizzatore

- Entrambe le ruote posteriori devono essere bloccate. Vedere 11.8.
- Rimuovere entrambi i clip.



- Spostare il tubo di lato e reinserire i clip.



- Ora è possibile ruotare in avanti entrambe le metà.



- Disinserire i freni e spostare la sedia sopra il wc.
- Dopo aver utilizzato il wc, rimontare il montante stabilizzatore in ordine inverso. Durante tale procedura, le ruote devono essere bloccate. Vedere 11.8

12 Eliminazione dei guasti

Guasto	Causa possibile	Rimedi
Il bracciolo non si sposta	Deposito nel blocco (perno di arresto)	Pulizia, controllo regolare
Non è possibile estrarre il perno di arresto	Depositi, molla di trazione bloccata o difettosa	Pulizia, Sostituire i perni di arresto
Impossibile ribaltare il poggiapiedi	Deposito nel giunto, Sovraccarico	Pulizia, Controllare il raccordo a vite
Il blocco della ruota non frena	Difetto generico	Vedere l'avvertenza!
La ruota gira con fatica	Depositi	Pulizia
La ruota non gira	Difetto generico	Vedere l'avvertenza!
La ruota non scorre uniformemente	Usura del profilo molto ineguale	Vedere l'avvertenza!
Telaio della sedia troppo instabile	Raccordo a vite troppo allentato	Raccordo a vite: Stringere il telaio, gli inserti della ruota

Guasto	Causa possibile	Rimedi
Inserto della ruota curvato	Collisione con un ostacolo	Vedere l'avvertenza!

13 Pulizia e manutenzione

13.1 Pulizia



- Utilizzare un detergente e un disinfettante delicato di uso comune. Dopo la pulizia, sciacquare con acqua pulita e asciugare l'articolo con un panno.
- Non utilizzare abrasivi o detersivi con ingredienti aggressivi (acidi, diluenti) e oggetti per la pulizia duri (spazzole), altrimenti la superficie potrebbe danneggiarsi o sui materiali potrebbero formarsi depositi.
- L'articolo è adatto alla pulizia e alla disinfezione manuale. Osservare le istruzioni per la preparazione (04.12.156).

13.2 Manutenzione

- Un'eventuale usura non individuata per tempo e/o un trattamento non conforme, così come una manutenzione irregolare e/o non eseguita possono causare incidenti.



Per motivi di sicurezza, l'articolo deve essere adeguatamente sottoposto a manutenzione almeno 1 volta all'anno.

- Verificare la presenza di danni visibili sull'articolo (fessure, rotture, parti allentate)
- Verificare la stabilità prima dell'utilizzo

Manutenzione/Ambito d'ispezione

- Una manutenzione deve includere le seguenti ispezioni ed essere documentata.
- Tenuta di tutti i raccordi a vite (in particolare quelli degli inserti delle ruote e del telaio)
- Funzionamento dei braccioli e dei perni di bloccaggio
- Funzionamento dei poggiatesta (sostituire i poggiatesta difettosi)
- Scorrevolezza e profilo delle ruote (sostituire le ruote difettose)
- Funzionamento dei freni di stazionamento (sostituire i freni difettosi)
- Controllo visivo degli accessori per verificare la presenza di guasti

Riparazione

- In caso di domande relative alla manutenzione della sedia, rivolgersi ad un rivenditore specializzato oppure ad un negozio di forniture mediche.
- In caso di danni e/o riparazioni imminenti, contattare immediatamente il rivenditore specializzato.
- **Non** apportare modifiche o trasformazioni arbitrarie alla sedia. Ciò compromette la sicurezza e il funzionamento della sedia.
- In caso di riparazione utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali del produttore REBOTEC. Osservare le indicazioni relative alla garanzia.
- Dopo una manutenzione o una riparazione, per motivi igienici pulire la sedia prima di utilizzarla
- Osservare le indicazioni relative all'ordinazione delle parti di ricambio, al riutilizzo e alla durata.



Per documentare le operazioni di manutenzione e riparazione, la REBOTEC mette a disposizione un protocollo di manutenzione. È possibile ordinare o consultare le istruzioni per l'uso e il verbale di manutenzione su www.rebotec.de. Ciò consente anche di stampare le informazioni e leggerle in caso di necessità

14 Pezzi di ricambio e accessori




N.	Cod. art.	Denominazione
1	301,00	Vaschetta toilette con coperchio
2	309,10	Attacco per vaschetta
3	440.10.12	Rivestimento PUR per sedile da doccia
4	440.10.22	Sedile da doccia PUR
5a	442.00.87	Leva del freno, sinistra
5b	442.00.86	Leva del freno, destra
6a	442.00.80	Ruota anteriore 125mm per Denver / Atlanta
6b	445.00.80	Ruota anteriore 125mm per Chicago / Dallas
7a	442.00.81	Ruota posteriore 125mm per Denver / Atlanta
7b	445.00.81	Ruota posteriore 125mm per Chicago / Dallas
8	442.10.85	Tappo per leva del freno
9	450.10.05	Blocco completo dei braccioli
10	447.XX.57	Poggiapiedi completo, sinistra
11	447.XX.59	Poggiapiedi completo, destra
12	445.10.59	Cuscino per la schiena PUR
13	201.00.30	Clip di regolazione
-	440.10.32	Poggiabraccia PUR
-	440.10.40	Protezione anti-schizzo PUR
-	04.07.080	Istruzioni per l'uso
-	04.11.150	Verbale di manutenzione
-	04.12.156	Istruzioni per la preparazione

XX= Variante colore



Le misure e il peso variano a seconda della dotazione. Possono presentarsi leggere variazioni dovute a tolleranze di fabbricazione. Con riserva di modifiche

15 Schizzi e dimensioni



N.	Denominazione	Denver	Atlanta	Chicago	Dallas
A	Altezza complessiva	1060 mm	1090 mm	1055 mm	1085 mm
B	Larghezza complessiva	690 mm	750 mm	690 mm	750 mm
C	Profondità complessiva	910 mm	870 mm	910 mm	870 mm
D	Altezza del sedile	570 mm	570 mm	565 mm	565 mm
E	Larghezza tra i braccioli	590 mm	650 mm	590 mm	650 mm
	Larghezza del sedile	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
F	Profondità da seduto	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
G1	Altezza sovrappassaggio wc	440 mm	440 mm	435 mm	435 mm
G2	Ampiezza sovrappassaggio wc	490 mm	560 mm	490 mm	560 mm
H	Altezza/ginocchio poggiapiedi max.	390-550mm	390-550mm	390-550mm	390-550mm
I	Altezza braccioli	785 mm	785 mm	780 mm	780 mm
J1	Diametro ruota anteriore	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
J2	Diametro ruota posteriore	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm



Le misure e il peso variano a seconda della dotazione. Possono presentarsi leggere variazioni dovute a tolleranze di fabbricazione. Con riserva di modifiche.



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59

Telefono: 05431/9416-0

Fax: 05431/9416-66

Web: www.rebotec.de

E-mail: info@rebotec.de



Prima del primo utilizzo leggere le istruzioni per l'uso e tenerle a disposizione dell'utente e conservarle per un utilizzo futuro e allegarle in caso di vendita.