



# GIMA

## DERMATOSCOPIO DELTA 20 T USB+TR 3,5V Li-Ion per immersione + pol

**Codice:** 31161  
**Categoria:** Dermatoscopi ed accessori  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 1312549  
**CND:** Z12040108  
**EAN13:** 4053755185146



**Descrizione:** DERMATOSCOPIO 3,5 V (Li-ion) HEINE DELTA 20® T LEDHQ per polarizzazione e immersione con manico ricaricabile a rete e cavo USB - K-262.28.388

### Precisione ottica HEINE

alta qualità, sistema ottico acromatico che garantisce una nitidezza e una risoluzione insuperabili.

La messa a fuoco di ingrandimento da 10x a 16x consente di rilevare anche i dettagli e i particolari più piccoli.

### LED in HQ

- i nuovi standard LED di illuminazione offrono un'intensità di luce, un'omogeneità e una resa cromatica ottimali per ogni esame individuale

- Colore temperatura: 5.000 K, Indice di resa cromatica (CRI) > 80 su una scala fino a 100. Ciò assicura un colore veritiero dei tessuti per una diagnosi iperaccurata.

Alternanza tra modalità d'illuminazione polarizzata e non polarizzata, grazie a un pulsante, nessun cambio di piastrina di contatto necessario.

Piastrina di contatto Ø 8 mm per l'esame di lesioni poco accessibili per lesioni di difficile osservazione.

Capacità di documentazione digitale, si collega alle fotocamere reflex delle principali marche grazie al foto adattatore SLR. il foto adattatore SLR permette di connettere qualsiasi dermatoscopio della serie DELTA 20 alle principali fotocamere reflex.

### Gestione termica LED

- garantisce performance di lungo termine e stabilità del prodotto. I materiali di diffusione del calore scelti con cura assicurano una durata fino a 50.000 ore.

Fornito con valigetta, compendio dermatoscopia, olio 10 ml.