



GIMA

VIDEOTOSCOPIO Wi-Fi & USB con software

Codice: 32180

Categoria: Mini microscopi digitali per diagnostica

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 1285929

CND: Z121402

EAN13: 8023279321807

Descrizione: VIDEOTOSCOPIO Wi-Fi & USB MIC con software.

Un otoscopio a colori innovativo, maneggevole e digitale a trasmissione Wi-Fi. Piccolo, semplice da usare, leggero e portatile.

Compatibile con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche (Software di base incluso per l'acquisizione di foto, video, misurazioni, applicazioni Google/Apple).

Caratteristiche tecniche:

- Sistema operativo: Windows XP e successivi, Mac (OSX 10.7 e successivi), iOS, Android
- Risoluzione foto e video: 1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240
- Frequenza fotogrammi: 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240
- Distanza trasmissione: fino a 5 m
- Consumi Wi-Fi: max 2,5 W
- Batteria Li-ion:
 - Durata funzionamento continuativo: circa 2 ore
 - Tempo carica totale: circa 2 ore
- Alimentazione: DC 5.0 V / 1A
- Dimensione: Ø36 x 142 mm
- peso: 88 g

Videocamera

- Sensore videocamera: CMOS 1/4"
- Caratteristiche ottiche:
 - Esposizione: Auto
 - Bilanciamento del bianco: Auto
 - Gamma: Auto
 - Livello del nero: Auto

Otoscopio

- Ingrandimento: 20 X
- Campo di messa a fuoco: 8-60 mm
- Distanza oggetto: 1-160 mm
- Fonte di luce: 4 LED bianchi regolabili
- Lente: Lente microscopio ad alta definizione

Interfaccia software

- App Mic-Fi per sistemi Android e iOS e Mic-Fi software per PC e MAC





GIMA

Dotazione standard:

- **Supporto in plastica**
- **Adattatore e cavo USB AC**
- **Righello calibrazione**
- **CD con software di base Win (GB, IT, ES, DE, PT, RU, BG, TH, JP, KR)**