

DEAMBULATORE KOMETA MODELLO “ENERGYC”

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:

1130443/R

CODICE Nr: 854858

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore modello bariatrico in duralluminio anodizzato epossidico, con freno a leva, sedile, cestino, fascia appoggia schiena ed “AMMORTIZZATORI” che assorbono gli urti ed aiutano il paziente ad alzarsi.

Pieghevole, per ridurre al minimo gli ingombri e facilitarne il trasporto.

Regolabile in altezza da cm 84 a cm 94

Larghezza sedile cm 53

Larghezza totale cm 66

Altezza sedile da terra cm 53,5

Lunghezza totale cm 70










Sedile cm 53

Peso kg 9,4

Ruote da 8” (203 mm)

Portata massima kg 180



								
cm 66	cm 70	cm 53	Da cm 84 a cm 94	cm 53 x cm 25 x cm 90	Kg 9,4	Kg 180	8” (mm 203)	8” (mm 203)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

