



Carrozze Rigide Hospital

USO FREQUENTE

accoglienza pazienti PS ★★

ambulatoriale ★★



*** = molto frequente
 ** = frequente
 * = poco frequente

SCHEDA COLORI

Tapezzeria:

colore di serie
Nero

Vantaggi

- Telaio in lega leggera amagnetica;
- Schienale imbottito h 25 tot 95 cm;
- Viteria e fissaggi in lega amagnetica;
- Pedane divise ribaltabili;
- VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1M nero.

Dotazioni di serie

- Portata 125 kg;
- Ingombro lunghezza 52 cm larghezza 85 cm;
- Ruote amagnetiche piroettanti 100 mm post con freno;
- Braccioli estraibili tubolari h 25 cm;
- Peso 11Kg.

Configurazioni disponibili

VERSIONE SENZA WC

Larg. Seduta: **37 cm**Prof. Seduta: **46 cm**Ingombro: **52 cm**Peso: **11.6 kg****GBP0773**

Codice CND	Y122103
N. progressivo/R	469628
Destinazione d'uso	Persone con difficoltà motorie e incapacità di deambulazione

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.