


Antho

Comodino per degenza ospedaliera



DEGENZA OSPEDALIERA

Uso frequente

Degenza

RSA



Vantaggi

Comodino bifronte su ruote piroettanti con scocca, cassetto e antine stampate in materiale plastico. Scocca realizzata in materiale plastico (polietilene) stampato. La geometria è caratterizzata da linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un'efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo dello sporco. Il piano superiore è dotato di ampia superficie di appoggio e bordo perimetrale di contenimento.

Dotazioni di serie

Sui fianchi da un lato:

- vano con porta salviette in materiale plastico

dall'altro lato:

- due vani porta bicchiere
- due vani porta bottiglia con fondo inclinato verso l'esterno, per facilitare l'estrazione della bottiglia, tutti dotati di fascette di contenimento.
- Cassetto monoblocco realizzato in materiale plastico polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzato da maniglie integrate antitrauma; scorrevole e rimovibile, dotato di fermo per evitare l'estrazione accidentale; asportabile e internamente diviso in due vani con spigoli raccordati per favorire le operazioni di pulizia.
- Vano interno con ripiano di appoggio asportabile in materiale plastico e una griglia rimovibile sul fondo per garantire l'aerazione.
- Antine monoblocco realizzate in materiale plastico polietilene stampato, con geometria priva di spigoli, caratterizzate da maniglia integrata antitrauma; fissate alla scocca mediante due cerniere in alluminio e dotate di apertura a 180°.
- La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono la funzione di paracolpi.
- Telaio di base in pressofusione di alluminio verniciato con bordi arrotondati, antiribaltamento,
- Quattro ruote piroettanti gemellari piroettanti con guscio di protezione.

Dimensioni utili cassetto:

vano piccolo: 360x100xH85 mm - vano grande: 360x180xH85 mm.

Dimensioni utili vano interno:

325x380xh440 mm.

Scheda colori

 Azzurro

 bianco

 Grigio

 Arancio

Scheda tecnica

Codice Prodotto	GB0187.AC104L
Destinazione d'uso	Comodini per ospedali
Larghezza	615 mm
Profondità	485 mm
Altezza	750 mm

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 342 rev.30/12/2022

