

# Aurora

## Letto motorizzato



### Dotazioni di serie

- Misure pianorete a 4 sezioni 90x200 cm.
- Telaio rete: struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio con sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare. Piano rete con doghe di acciaio e guide reggimaterasso in materiale plastico integrate alla struttura e asportabili. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta porta flebo e asta sollevamento pazienti. (asta sollevamento in dotazione)
- Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera e sezione bacino fissa.
- Spalle: Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a sezioni differenziate e completa di guide laterali per lo scorrimento delle sponde laterali (In dotazione). Copertura

- interna della spalla con doppio pannello in legno, finitura faggio naturale e montante superiore in acciaio
- Gambe: integrate nelle spalliere complete di 4 ruote gemellari girevoli Ø 100 mm dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile: la movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 34,5 cm di altezza minima e 75,5 cm di altezza massima, regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg: movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde: A scorrimento verticale a due montanti in legno fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento.
- Finitura: verniciatura al forno a 200°C con polveri possidiche di colore beige.

### Configurazione e dati tecnici



Letto a 3 snodi e 4 sezioni con altezza variabile, movimentazione elettrica totale

**GBK0077**

Tensione di alimentazione	230 V, 50Hz	Lunghezza interna (rete)	194 cm
Potenza elettrica assorbita	100 W	Larghezza interna (rete)	90 cm
Peso massimo paziente	135 kg	Altezza rete/terra	34,5-75,5 cm
Carico di lavoro sicuro	170 kg	Altezza testale	48 cm
Lunghezza totale esterna	214 cm	Diametro ruote	Ø 10 cm gemellate/Twin
Larghezza totale esterna	101 cm	Peso totale (rete inclusa)	92 kg



Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 308 rev. 24/06/2022