

Allmo**bility**

A B I L I T À & M O B I L I T À



Catalogo ausili
2021/2022



legenda

catalogo 2021/22



Richiedere listino figurato e completo con i codici



Disponibile **video** dal canale YouTube **Allmobility**

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Larghezza | Larghezza deambulatore |
| Larghezza regolabile | Larghezza tra le maniglie |
| Profondità / lunghezza | Altezza manopole di spinta |
| Profondità / lunghezza regolabile | Altezza regolabile manopole di spinta |
| Altezza / spessore | Altezza seduta |
| Altezza / spessore regolabile | Larghezza battistrada |
| Diametro interno | Diametro ruota (mm) |
| Diametro esterno | Bar |
| Diametro regolabile | Profilo battistrada |
| Diametro interno regolabile | Lavabile in lavatrice |
| Diametro capo | Non lavabile in lavatrice |
| Colore | Non lavare a secco |
| Rotazione | Non stirare |
| Gradi di regolazione | Ignifugo |
| Gradi di regolazione min/max | Infiammabile |
| Mano destra | Lavabile in lavastoviglie |
| Mano sinistra | Non lavabile in lavastoviglie |
| Non richiede forature | Utilizzabile in microonde |
| Peso | Disponibile anche in versione rossa |
| Carico minimo | Capacità |
| Portata massima | Ritagliabile |
| Portata massima maggiorata | Larghezza interna copertura |
| Altezza utilizzatore | Larghezza base del cerchio |
| Altezza utilizzatore min/max | Densità |

Tavolo ergonomico




Tavolo ergonomico dal design accattivante e con innumerevoli possibilità di opzioni accessorie. Il tavolo ha regolazioni in altezza senza step prefissati. Il top presenta angoli arrotondati ed è reclinabile interamente o parzialmente. Ha due ruote incorporate nella parte posteriore per agevolare eventuali spostamenti. Non presenta ingombri tra le gambe rendendo così l'accesso agevole anche a utenti in carrozzina. Tutti i tavoli hanno regolazioni in altezza che vanno da 50 a 70 cm o da 60 a 90 cm, con manovella ad azionamento manuale oppure con attivazione elettrica.

Una particolare versione "High-Low" ha regolazione elettrica da 62 a 132 cm.

I top sono disponibili in sei colori, dai più classici ai più vivaci. Per alcuni colori anche le gambe del telaio presentano il colore abbinato al top.

Supporto con incavo

Barra ferma oggetti



Tutte le versioni con i top reclinabili (da 0 a 72°) hanno un piatto integrato in acciaio che permette l'utilizzo di calamite o della barra ferma oggetti (accessorio). Tra gli accessori sono ordinabili anche i supporti per gli avambracci. Indicati particolarmente per utenti in carrozzina o per favorire comunque un sostegno agli arti superiori.

Tavolo ERGO



Tavolo ergonomico disponibile con top fisso oppure con il top inclinabile fino a 54°, con step prefissati (nella misura di 90x60cm o 120x60cm). Il telaio grigio scuro è completato da un top in laminato grigio chiaro, con bordi in ABS e angoli arrotondati per uno stile moderno e una grande durata. La regolazione in altezza va da 56 a 90 cm e avviene con una pratica manovella.

Ergo è un modello solido, e semplice, con una serie di varianti ridotta e quindi più economico. Disponibili pratici accessori. È particolarmente indicato anche per utenti in carrozzina: l'accesso è semplice per via della regolazione in altezza, e gli accessori come gli appoggia braccia conferiscono un supporto ottimale nell'impiego. I supporti per avambracci possono essere facilmente montati agganciandoli alla guida.

Tavolo mobile KIDOO

Tavolino regolabile in altezza con piano inclinabile, ideale per bimbi in ambito domestico e scolastico. La composizione in materiale caldo, quale il legno, favorisce l'iterazione del bimbo.

Il tavolino KIDOO è dotato di bordo per evitare la caduta di giocattoli, matite, colori, posate o piatti.

Disponibile in quattro misure - da specificare in sede d'ordine.

Codice articolo	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3	MISURA 4	
TAVOLO KIDOO	A	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm
	B	43 cm	48 cm	54 cm	58 cm
	C	39-50 cm	47-64 cm	51-71 cm	55-79 cm
	D	0°-12°	0°-12°	0°-12°	0°-12°



Tavolo JOY

- ↔ 90 cm
- ↗ 60 cm
- ↕ 40 - 70 cm
- ↔ incavo 40 cm
- ↗ incavo 20 cm
- ∠ 0° - 35°



Tavolino per bambini regolabile in altezza, con top inclinabile fino a 35° e dotato di incavo.

JOY si presta a molteplici usi (studio, gioco, consumo pasti, utilizzo del pc) grazie ad un top molto ampio e regolare; quest'ultima caratteristica favorisce le operazioni di pulizia.

Codice articolo	Descrizione
TAVOLOJOY	Tavolo regolabile JOY con incavo



09.

Ausili per la mobilità | Deambulatori TOPRO VIVA 7 e SMART, bastipodi, quadripode

Allmability
ABILITÀ & MOBILITÀ

Deambulatore TOPRO VIVA 7 MINI

TOPRO




Deambulatore TOPRO VIVA 7 nella versione MINI: dalle dimensioni e peso ridotti.

Questo modello, estremamente compatto e facilmente manovrabile in esterno, è utile anche in ambienti interni particolarmente ristretti. Consigliato per bimbi di altezza da 125 cm fino a 160 cm.

Codice articolo								
D MINI VIVA 7	52 cm	37 cm	63,5 - 79 cm	50 cm	52 cm	125 - 160 cm	6,1 kg	80 kg

Il deambulatore TOPRO VIVA 7 MINI dispone dei seguenti accessori:

- supporti antibrachiali
- fascia schienale
- frizionatore
- monofreno



Deambulatore SMART



Deambulatore pediatrico Smart, dotato di due ruote anteriori e due puntali posteriori. Le impugnature sono anatomiche ed in materiale antiscivolo per garantire una presa ottimale ed il massimo confort e sicurezza durante la deambulazione. L'altezza delle impugnature è regolabile (8 step) per adeguarsi alle dimensioni del bambino.

Il deambulatore è ripiegabile con semplici movimenti e genera un ingombro minimo per trasportarlo o riporlo agevolmente.

Codice articolo						
DSMART	55 - 69 cm	45 cm	41 cm	45 cm	2,45 kg	120 kg

Bastipode Allmobility



L'impugnatura Soft Top imbottita si adatta perfettamente alla forma della mano, riducendo i micro-shock degli impatti che avvengono nella deambulazione. Dotato di un puntale speciale chiamato Mini Quad con le caratteristiche di stabilità simili a un quadripode ma molto più leggero (54% in meno). Il puntale ha quattro appoggi che permettono una maggiore stabilità e adattabilità alle diverse superfici. Si autocentra durante l'uso. Le dodici altezze variabili consentono il 20% in più di personalizzazione dell'ausilio.

Altezza regolabile da 71 a 99 cm. La fascetta da polso è dotata di un piccolo inserto catarifrangente per una sicurezza maggiore nelle ore serali.

Codice articolo	Descrizione
AIRBAST BLU	Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad BLU
AIRBAST NERO	Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad NERO
AIRBAST BORDO	Bastipode impugnatura Standard puntale Mini Quad BORDEAUX

Stampella



Stampella dai colori vivaci e gradevoli regolabile in lunghezza (cinque altezze) per la personalizzazione e l'adattamento alle esigenze e alla crescita del bimbo. L'impugnatura soft-ergonomica facilita la presa e rende più confortevole l'uso. Per bambini di altezza compresa tra i 130 cm e 155 cm.

Codice articolo	Descrizione			
STAMBIMB	Stampella per bambino	57 - 71 cm	450 g	80 kg

Quadripode KINDER



Quadripode con manico chiuso, impugnatura anatomica e colori vivaci. Regolabile in sette altezze, per consentire l'adattamento alle esigenze e crescita del bimbo. Base di appoggio (con forma a "K") ruotabile per l'utilizzo con mano destra o sinistra senza intralciare il cammino. Dotato di inserti catarifrangenti e puntali antiscivolo.

Codice articolo	Descrizione			
QUADKINDER	Quadripode Kinder per bambino	55 - 67 cm	780 g	80 kg

Sistemi di posizionamento KINETIC BALANCE

Sistemi di contenzione dal design innovativo e qualità delle finiture, linea di prodotti esteticamente accattivante oltre che funzionale e confortevole. Presentano bordi rifiniti in neoprene (materiale elastico e resistente al taglio, allo schiacciamento ed al calore) e sono costituiti in materiale impermeabile, lavabile e repellente alla polvere ed allo sporco, antiscivolo nella parte interna (grazie ad appositi rilievi) e con chiusure rivestite e imbottite che assicurano la massima sicurezza dell'utente, il materiale bielastico consente un controllo graduale. Regolabili grazie alle fibbie e ai ganci in dotazione, sono adattabili a qualsiasi tipo di carrozzina manuale o elettronica.



Taglia	A	B	C
XS	19 cm	21 cm	14 cm
S	22 cm	30 cm	21 cm

H	Taglia
H < 20 cm	XS
18 < H < 29 cm	S

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:
18.09.39.145 Cinghia bretellaggio *a discrezione del medico specialista

Taglia	A	B	C
XS	5 cm	17,5 cm	4 cm
S	7 cm	17,5 cm	5 cm

X	Taglia
X < 18 cm	XS
17 < X < 22 cm	S

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:
18.09.39.163 Cinghia pelvica *a discrezione del medico specialista

Corpetto a bretellaggio



Codice articolo	Taglia
ALLMBRET UXS	XS
ALLMBRET US	S
ALLMBRET DS	S

Cinghia pelvica a singola regolazione

Codice articolo	Taglia
ALLMPESIN XS	XS
ALLMPESIN S	S



Cinghia pelvica a singola regolazione con bottone centrale



Codice articolo	Taglia
ALLMPESINCENTRALE XS	XS
ALLMPESINCENTRALE S	S

Cinghia pelvica con doppia regolazione

Codice articolo	Taglia
ALLMPE4DOP XS	XS
ALLMPE4DOP S	S



Cintura pelvica PIN LOCK con doppia regolazione



Codice articolo	Taglia
ALLMPEPIN XS	XS
ALLMPEPIN S	S

Sistema di contenimento per l'auto BELTICAR®



BELTICAR® permette di mantenere la corretta posizione durante il trasporto su auto e mezzi pubblici. Può essere utilizzato su tutti i sedili con uno spazio che consente il passaggio delle cinghie tra lo schienale e il seggiolino e con un qualsiasi schienale alto e rigido che raggiunge almeno il livello delle spalle dell'utente. Facilmente trasportabile da un'auto all'altra, è progettato per bambini e adolescenti grazie alle tre misure disponibili, per utenti con paresi e con scarso controllo di alcuni segmenti corporei. Adatto per stabilizzare persone iperattive.

Il set Belticar® comprende:

- cintura pelvica
- cintura a bretellaggio
- fissaggi al sedile



La cintura BELTICAR® va utilizzata in combinazione alla cintura obbligatoria di sicurezza del mezzo di trasporto, pertanto non la sostituisce. È dispositivo medico di classe I.

BELTICAR® è composto da fissaggi universali ed è realizzato in materiale resistente che distribuisce la pressione in modo uniforme rispetto ad alti sistemi di contenimento. In materiale anallergico facilmente lavabile.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.163	Cinghia pelvica	*a discrezione del medico specialista
18.09.39.145	Cinghia a bretellaggio	

Codice articolo	Età indicativa	↔ Cintura fissaggio	◀▶ Bretellaggio	◀▶ Bacino
BELTICAR S	dai 3 agli 8 anni	12 cm	22 - 45 cm	23 - 45 cm
BELTICAR M	dagli 8 ai 15 anni	15 cm	28 - 52 cm	26 - 50 cm
BELTICAR L	dai 15 in su	15 cm	37 - 67 cm	32 - 70 cm

Set per trasporti in sicurezza SECURITY



Questo sistema consente di tenere la cintura di sicurezza di una vettura allacciata durante tutto il viaggio, impedendo aperture indesiderate da parte di un bambino oppure di una persona disabile. Inoltre il piccolo gancio può fungere da riduttore della lunghezza della cintura: evitando così lo scivolamento al di sotto della stessa (mantenendo la cinghia ventrale). L'ambito di utilizzo interessa pazienti con autismo, Alzheimer o disturbi comportamentali di vario genere, con l'obiettivo di ridurre i pericoli del trasporto in auto.

Montaggio semplice ed immediato. Il set comprende oltre al sistema di sicurezza, tre chiavi di sblocco ed il gancio-riduttore. La cintura può essere sbloccata tramite le chiavi in dotazione o anche con diversi piccoli oggetti (ad esempio una penna, la carta di credito oppure la cintura vicina...). SECURITY è utilizzabile anche con cinture di sicurezza incassate.

Tasso di compatibilità con veicoli superiore al 98% (provato su 275 veicoli di 43 costruttori d'automobili).

Codice articolo	Descrizione
ALL SECURITY	Set per trasporti SECURITY con chiavi di apertura e riduttore





09.

Ausili per la vita quotidiana | Ausili per alimentazione, sponda telescopica, caschetto Fortino

Almability
ABILITÀ & MOBILITÀ

Set di posate orientate e coltello angolato

- 170 mm
- coltello 120 mm
- 3 pz
- 36 g
- coltello 34 g
- max 70°



Codice articolo	Descrizione
VQ POSORIEDE	Forchetta e cucchiaino orientati a destra con coltello angolato
VQ POSORIESI	Forchetta e cucchiaino orientati a sinistra con coltello angolato

Cucchiaino in silicone

- 208 mm
- 59 g



Codice articolo	Descrizione
VQ CUCMORB	Cucchiaino ergonomico orientabile in silicone

Bicchiere con beccuccio ed impugnature

- 237 ml
- 141 g
- max 70° per 3'



Codice articolo	Descrizione
VQ HANDYCUP	Bicchiere con beccuccio ed impugnature

Ingrossa-impugnatura ergonomica

- 125 mm
- 12 mm
- 35 mm
- 115 g
- 2 pz



Codice articolo	Descrizione
VQ BABINGIMP	Coppia di ingrossa-impugnatura ergonomica - 2 pz

Impugnatura per posate con manico morbido in silicone. Non tossico e privo di ftalati, con trattamento antimicrobico. Migliorano la presa dei bimbi con mobilità ridotta della mano.

Fascia di presa Gripofix Kid

- 200 mm
- 25 mm
- 2 pz



Codice articolo	Descrizione
VQ GRIPOKID	Fascia da presa Gripofix Kid - 2 pz

Fascia metacarpale universale che assicura la presa di posate, utensili, strumenti di scrittura anche con palmo della mano aperto, senza pertanto il completo utilizzo delle dita.

Ausilio per terapia della mano

Ausilio terapeutico per la mobilità delle mani e dita. Tre modelli diversi per solidità della composizione.

Codice articolo	Descrizione
VQ TERAMANSOF	Ausilio terapia mano composizione SOFT (rosso)
VQ TERAMANMED	Ausilio terapia mano composizione MEDIUM (verde)

- 57 g
- Soft
- Medium



Sponda telescopica per letto anticaduta

- 66, 86, 106 cm
- maniglia 58,4 cm
- ribaltabile 48 cm
- staffe 41,5 cm
- staffe 60 cm
- 6,8 kg
- max 136 kg




Sponda regolabile in lunghezza (3 differenti misure), ripiegabile quando non utilizzata. Protegge il bambino dalle cadute dal letto. Dotata di borsa porta oggetti.

Codice articolo	Descrizione
VQ SPONDLET	Sponda telescopica per letto anticaduta

Caschetto protettivo FORTINO

- mis. S 44-50 cm
- 270 kg/m³



Codice articolo	Descrizione
PROCAPO FORTIS	Caschetto protettivo FORTINO misura S

Caschetto protettivo per bambini, limita il rischio di contusioni craniche di: autistici, epilettici, emofilici, oncologici, oltre che ad esempio PCI, soggetti con problemi di equilibrio e coordinazione. Il materiale interno ad elevata performance grazie alla schiuma con densità di 270 kg/m³ fornisce una protezione superiore rispetto alle soluzioni alternative.

La protezione è rivestita da un tessuto confortevole e traspirante a nido d'api. Chiusura in velcro per adeguare il cappellino alle dimensioni del capo, dotato di cinturino con fibbia sotto mento regolabile il velcro.

Caschetto leggero, traspirante, morbido e ripiegabile (per un trasporto agevole), ideale per tutte le stagioni: il particolare design della parte superiore ne consente l'utilizzo anche in periodi caldi. Il lavaggio è da effettuare a mano, non in lavatrice, ad una temperatura massima di 30°. Dispositivo medico CE.

Fasciatoio a muro

- ↗ 60 cm
- ↔ 157 cm
- ↗ richiusa 5 cm
- ↑ supporti vasca 36 cm
- ↑ supporti doccia 90 cm
- temperatura max 120°
- 📦 6,7/7,3 kg
- max 100 kg



Fasciatorio a muro ideato per facilitare il lavaggio di bambini o per le operazioni di cura e cambio di indumenti: l'ausilio a seconda dei supporti utilizzati, consente di aumentare l'altezza di vasche da bagno o del piatto doccia, agevolando le operazioni del genitore o dell'assistente e semplificando lo spostamento del bimbo. Grazie alle sue caratteristiche rappresenta uno strumento per recuperare spazio, utilizzabile anche all'interno di ambienti ristretti. I supporti da 90 cm consentono di utilizzare il fasciatoio anche sul pavimento.

Realizzato in acciaio altamente resistente, con seduta a contatto con l'utente in nylon, facile da ripulire ed igienizzare. La struttura è fissata alla parete ed è ripiegabile, questo consente di richiuderla quando non utilizzata generando un ingombro minimo.

Disponibile in due versioni: con supporti differenti per vasca e per doccia o pavimento.

Codice articolo	Descrizione
BIFASCMU VAS	Fasciatoio a muro per vasca

Codice articolo	Descrizione
BIFASCMU DOC	Fasciatoio a muro per doccia - pavimento

Maniglione KIDS MOBELI


- ↗ totale 53 cm
- ↗ impugnatura 31 cm
- ⊙ ventosa 11 cm
- ⊙ impugnatura 26 cm
- max 75 kg



Codice articolo	Descrizione
ALL008 KIDG	Maniglione KIDS MOBELI lunghezza 31 cm

Maniglione a ventosa con diametro dell'impugnatura ridotto. Soluzione mobile per evitare forature, seguire la crescita del bimbo. Facile da trasportare o per l'uso in strutture sprovviste di adattamenti.

Protezione avambraccio bimbo

- ↗ fodera 450 mm
- ↔ fodera 175 mm
- ⊙ elastico 35-125 mm



Codice articolo	Descrizione
VQ FODAVAMBIM	Protezione avambraccio per bagno e doccia

Fodera impermeabile per proteggere l'ingessatura o la fasciatura (da acqua, sapone) durante il bagno o la doccia. La chiusura elastica impedisce all'acqua di penetrare nella fodera.

Carrozzina BABY ALLMOBILITY


Carrozzina ideata per bambini, si caratterizza per compattezza e per l'ampio range di regolazioni. Presenta ruote posteriori piene da 20x1.3/8" dotate di corrimano e ruotine anteriori antiforatura da 6".

Ulteriori caratteristiche della carrozzina sono: pedane estraibili e regolabili in lunghezza ed inclinazione; braccioli ribaltabili e con imbottitura morbida (per agevolare il posizionamento ed il trasferimento); freni per le ruote posteriori con leva prolungata.


BABY è dotata di raggi in plastica, ruotine antiribaltamento e maniglie di spinta anatomiche in materiale ad alto grip.

La carrozzina BABY è disponibile in due modelli con larghezza della seduta differente.

Codice articolo	↔ seduta	↗ seduta	↑ seduta	↔ totale	↗ totale	↕	↗ pedane	↘ pedane	📦	max
BI CARRBABY S	30,5 cm	30,5 cm	39,5 cm	48,5 cm	93 cm	80 cm	cm	90°-180°	13 kg	90 kg
BI CARRBABY M	35,5 cm	30,5 cm	39,5 cm	53,6 cm	93 cm	80 cm	cm	90°-180°	15 kg	90 kg

Coperta termica da carrozzina e passeggino


La coperta termica per bambini ha un rivestimento esterno in nylon, internamente è realizzata in pile, materiale confortevole e caldo, con cerniera per tutta la lunghezza. La parte posteriore è antiscivolo con cinghia regolabile a strappo e ganci per fissare la coperta allo schienale della carrozzina oppure del passeggino. Dotata nella parte anteriore di banda catarifrangente. Tutte le cerniere hanno una larga e comoda presa. Utilizzabile con carrozzine o passeggini: tagliando le aree tra le cuciture è possibile creare delle asole per il passaggio di cinture di posizionamento.



Codice articolo	Descrizione
ALL COPERTAKID	Coperta termica da carrozzina e passeggino per bambini

⊙ C	↑ H1	↗ P1	↑ H2	↗ P2	↕	👤	👶	🌡️
105 cm	30 cm	34 cm	38 cm	22 cm	100-128 cm	4-8 anni	30°	