



# CAR. ELETTRICA OLIVIA

La carrozzina che si apre e si chiude in un click!





## Facilità di guida

Il design del nuovo comando di guida risulta essere semplice, affidabile e immediato. Utilizzo facile e intuitivo! Il posizionamento del Joystick è regolabile 0-180°

## Piatto pedana in ABS

Il piatto pedana è unico in ABS rinforzato e ribaltabile. Massimo comfort.




## Uso interno ed esterno

Il design è elegante e raffinato, essendo compatta è perfetta anche per gli spazi più ristretti di casa.

## Struttura leggera

Struttura leggera di facile trasporto grazie all'apertura e chiusura telecomandata. Il telaio è in alluminio.



La carrozzina elettrica **Olivia** risulta essere **leggera e compatta**, ideata prevalentemente per uso interno ma anche esterno. Sono possibili **diversi livelli di regolazione**: lo schienale è regolabile in inclinazione in 2 posizioni. (100°-115°), il sedile è completamente richiudibile, i braccioli ribaltabili. Sono previsti anche il **porta bibite** e il **vano porta oggetti**. Infine, abbiamo dotato la carrozzina elettrica Olivia con un **sistema frenante intelligente**, rigenerante, elettromagnetico, due ruote anteriori da 6" in Pu e due ruote motrici posteriori da 12,5", garantendo un buon utilizzo anche in esterno. Olivia è munita di batteria al litio.

## Concepita per promuovere l'autonomia

Apribile e richiudibile elettricamente semplicemente mediante telecomando. Grazie a questo e alle ridotte dimensioni è facile da trasportare, quindi Ideale per spostamenti frequenti.

**Per seguirti ovunque tu desideri andare!**

**Guarda il video!!!!**



Consulta il nostro sito internet per avere maggiori informazioni e dettagli.

Lunghezza  
Tot



100 cm

Larghezza  
Tot



63 cm

Altezza  
Tot



90 cm

Portata  
Max



135 kg

Pendenza  
Max



6°

Batteria



Al litio  
25,9 v  
10 Ah

Velocità



6 Km

Autonomia



15 Km/h

Peso (con batterie)



26 kg

**Codice prodotto: 270005**

**Nr. Repertorio DM: 1727171/R**

Disponibile nel colore:



Rosso