

SPACE LX

IL ROLLATOR PER TUTTI I GIORNI



REHASENSE



VEDI VIDEO



SPACE LX

IL ROLLATOR PER TUTTI I GIORNI



IL PIÙ VENDUTO

Il rollator SPACE LX combina un design intuitivo, linee morbide e materiali in lega ad alta resistenza. Peso massimo dell'utente di 150 kg. Il design leggero lo rende facile da utilizzare, sollevare e girare, sia per uso interno che all'esterno. Schienale e supporto per bastone inclusi. Disponibile in versione media o grande e in 3 colori.

CARATTERISTICHE

- Viene fornito con una comoda fascia posteriore
- Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg
- Maniglie ergonomiche con funzione di bloccaggio
- Altezza delle maniglie estremamente comoda e facile da adattare
- Chiusura di sicurezza brevettata "Click & Safe" di colore rosso
- Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le impugnature
- Paraspigoli e pedale per gradini inclusi

DIMENSIONI & COLORI

L: grigio, champagne, blu elettrico
M: grigio, champagne, blu elettrico



SPECIFICHE TECNICHE

Peso	Portata Massima	Altezza del sedile	Larghezza del sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large 5.8 kg + borsa 330 g	fino 150 kg	Large 62 cm	46 cm	Large 22 cm	Large 62 cm	56 cm	Large 80-102 cm
Medium 5.7 kg + borsa 330 g		Medium 55 cm		Medium 22 cm	Medium 62 cm		Medium 72-85 cm

CARATTERISTICHE SPECIALI



Freni privi di manutenzione e ruote in TPE affidabili




L'esclusivo profilo del telaio in alluminio garantisce la massima leggerezza e resistenza fino a una portata max di 150 Kg



Maniglie regolabili in altezza e freni a mano bloccabili



Freno facile da inserire



Impugnatura ergonomica per il sollevamento e il trasporto



Grazie alla chiusura "Click & Safe", il rollator si chiude in modo sicuro

ACCESSORI




Campanelli e lampade a LED



Vassoio




Sedile imbottito



Freno a mano

DISTRIBUTORE



Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

