

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev 06 – 12 12 2022

CP110 Carrozzina pieghevole NEXT – ARDEA ONE

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a razzi a sgancio rapido e ruotino di sicurezza, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti in PU ribaltabili ed elevabili in altezza. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE							
Fabbricante	MORETTI S.P.A.						
Paese di produzione	CINA						
Classe di dispositivo	Classe I						
Codice di classificazione GMDN	41622						
Codice di classificazione CND	Y122106						
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039						
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003						
Repertorio Dispositivi Medici	1318667						
CARATTERISTICHE TECNICHE							
Peso Max sopportabile	150 Kg						
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.						
MATERIALI PRINCIPALI							
Struttura	Acciaio						
Seduta	Nylon						
Ruote anteriori	PVC						
Ruote posteriori	PU Tubeless						



CPA244

VARIANTI																		
CP110B-40: Seduta 40 Cm										CP110B-43: Seduta 43 Cm								
CP110B-46: Seduta 46 Cm									CP110B-48: Seduta 48 Cm									
CP110B-50: Seduta 50 Cm																		
DIMENSIONI																		
	DIMENSIONI E PESI																	
	Misure in cm	<u></u>	5.	<u></u>	D	Q!					- -	- <u>⊠</u> -	⟨Kg		J.	<u>J</u>	Portata MAX	
	CP110B-40 CP110B-43								40 43		58 61							
	CP110B-46 CP110B-48	105	81	43	90	73	49	41÷56	46 48	42	64 66	26	18,5	60	20	-	150	
C	CP110B-50								50		68							
ACCESSORI OPZIONALI																		
CPA	CPA100-(40/43/45)								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm									
CAR900								Poggiatesta regolabile										
CAF	CAR605								Barra antifurto									
CPA	CPA501								Tavolino 55x32 Cm									
CPA	CPA506								Tavolino sagomato 58x38 Cm									
CPA120V								Pedane elevabili verniciate										
CPA120C								Pedane elevabili cromate										
CPA600								Asta da flebo										
CPA606									Porta-bombola in poliestere									
CPR150									Coppia ruotini antiribaltamento									

Ruote posteriori pneumatiche