

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## CARROZZINA KOMETA modello K800

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20044 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** CARROZZINA BARIATRICA LEGGERA MOD. K800 - K12 - K20 CODICE ISO:  
12.22.18.015

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -**

**854794 Nr: 2190179/R - 854795 Nr: 2190180/R - 854796 Nr: 2190181/R**

CODICE PRODOTTO	LARGHEZZA SEDUTA
854794	56 cm
854795	61 cm
854796	66 cm

#### DESCRIZIONE

Carrozzina bariatrica leggera ad auto spinta, indicata per persone con disabilità funzionale, per utilizzo interno ed esterno.



#### CARATTERISTICHE

- Struttura in lega di alluminio, leggera, a doppia crociera rinforzata
- Pieghevole
- Braccioli estraibili a scrivania modello K12
- Fiancata laterale del bracciolo in plastica per una protezione sicura
- Pedane in alluminio estraibili e regolabili in altezza modello K20
- Sedile e schienale in similpelle
- Corrimano in alluminio
- Ruote posteriori da 24" x1 - 3/8", PU soft.
- Ruote anteriori da 200 x 50 PU soft
- Freno manuale montato su morsetto in alluminio per un facile utilizzo
- Portata massima kg. 182

mediland srl  
 sede amministrativa:  
 viale delle industrie, 5  
 20020 Arese  
 Milano – Italy

sede legale:  
 via dei carantani, 1  
 21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
 T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

**COLORE**  
 Blu

### SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Sedile	Altezza Schienale	Peso	Portata massima
78.5	29	56	cm 23	49	92	123	46	40	16.5	182
83.5	29	61		49	92	123	46	40	17.5	182
88.5	29	66		49	92	123	46	40	18.5	182

### CONFORMITA'

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. **Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

