

## CARROZZINA KOMETA modello M020 - M12 - M20

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl,  
 Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)  
**DESCRIZIONE:** Carrozzina pieghevole  
 ad auto-spinta mod. **M020**  
**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -**  
**Nr: 2189662/R - 2189663/R**



**RIF. COD. ISO: 12.22.03.003**  
**CND: Y122106**

**CODICE PRODOTTO: 700244-700245 (blu)**

#### DESCRIZIONE

Carrozzina pieghevole ad auto-spinta a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), esecuzione a “TELAIO STRETTO”.

Indicata per persone con disabilità funzionale, per utilizzo interno ed esterno. La struttura della carrozzina, grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta, risulta particolarmente indicata per uso in ambienti con passaggi stretti.

#### DIMENSIONI

Larghezza a totale	Larghezza Chiusa	Larghezza a sedile	Altezza Braccioni	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza a Totale	Profondità a Sedile	Altezza Schienale	Peso carrozzina	Portata Massima Kg
Cm 52	Cm 30	Cm 41	Cm 21	Cm 55	Cm 91	Cm 99	Cm 40	Cm 36	Kg 18	Kg 120
Cm 54,5	Cm 30	Cm 43	Cm 21	Cm 55	Cm 91	Cm 99	Cm 40	Cm 36	Kg 18,5	Kg 120

#### CARATTERISTICHE

- Braccioni desk model (a scrivania) estraibili, muniti di protezione laterale proteggi abito
- Tela sedile imbottita, con viti di fissaggio a testa piatta, per evitare traumi da contatto
- Tela sedile e schienale ignifughe (**fuoco ritardante**), lavabili e sanificabili
- Gruppo pedane regolabili in altezza ed estraibili
- Piatto pedana separato
- Ruote posteriori da 20” (cm 50,80) x 1 3/8” PU SOFT
- Portata massima Kg. 120

**mediland srl**  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## **Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione**

### **OPTIONAL**

- Gruppo pedane estraibili, regolabili in altezza ed elevabili
- Ruotine anti-ribaltamento
- Tavolino con incavo avvolgente

### **CONFORMITA'**

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste.

**Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

