

# Freddy P

Carrello pediatrico per ogni emergenza



## CARRELLO TERAPIA

### Uso frequente

Pediatrico

Pronto soccorso

Ambulatorio

Terapia intensiva

Dialisi

Reparti di degenza

Specialistica





CASSETTO LATERALE  
A SCOMPARSA

## Vantaggi



- Carrello costituito da 9 cassette colorate secondo il sistema Broselow: ciascun cassetto ha un colore corrispondente ad uno dei diversi intervalli di statura peso e di età del bambino e può contenere tutto il materiale necessario per la rianimazione, inclusi i farmaci predosati.
- Costruzione solida, robusta con lamiera in acciaio verniciato con polveri epossidiche termoindurenti.
- Accessori in materiale inossidabile.
- Struttura monoscocca e autoportante.
- Grazie al suo ridotto ingombro è particolarmente adatto anche in piccoli ambienti.
- Ruote girevoli dotate di sistema scorrevole per grande maneggevolezza e facilità di guida.
- Questo carrello è implementabile con numerosi accessori modulari posizionabili sulle barre din perimetrali poste su 3 lati.
- Pianetto estraibile con apertura push and pull.
- Resistenza al ribaltamento.
- Piano d'appoggio realizzato in materiale plastico senza spigoli vivi per facilitare pulizia e disinfezione.
- Cassetti in lamiera di acciaio scorrevoli su guide con chiusura ammortizzata.
- Chiusura cassette centralizzata con chiave.
- Le guide per lo scorrimento dei cassette sostengono fino a 30 kg.
- Nonostante l'ingombro ridotto il carrello ha grandi capacità contenitive.

## Dotazioni di serie



- Primo cassetto completo di sigillo a garanzia di manomissione.
- N. 10 sigilli autodistruggenti alla rimozione.
- 3 barre din standardizzate sui laterali.
- 1 barra din standardizzata posteriore.
- Chiusura centralizzata con chiave.
- Doppia chiave.
- 4 ruote Ø 125 mm girevoli inossidabili di cui due con freno, a doppia azione con pedale, antitraccia, bassa resistenza al rotolamento, alta silenziosità, scorrevoli su cuscinetti e ad elevata capacità.
- Paraurti angolari posti sui 4 angoli della base.
- Pianetto estraibile con apertura push and pull.
- Maniglie di spinta integrate nella cover.



## Accessori consigliati

Kit composto dai seguenti accessori:

- 1 Cod. ACCF1 - Asta portaflebo
- 2 Cod. ACCF7 - Porta flaconi
- 3 Cod. ACCF8 - Porta guanti
- 4 Cod. ACCF9 - Porta taglienti
- 5 Cod. ACCF10 - Piano porta Defibrillatore/Monitor



## Accessori consigliati



**ACCF1**



Asta flebo

**ACCF2**



Cestino rifiuti

**ACCF3**



Dispenser manuale

**ACCF4**



Dispenser automatico

**ACCF5**



Porta bombola

**ACCF6**



Doppio Piano porta defibrillatore/monitor



## Accessori consigliati



**ACCF7**



Porta flaconi

**ACCF8**



Porta guanti

**ACCF9**



Porta taglienti

**ACCF10**



Piano porta defibrillatore/monitor

**ACCF12**



Sigillo di sicurezza monouso non numerato

**ACCF13**



Sigillo di sicurezza monouso numerato



## Accessori consigliati




### ACCF14



Cassetiera componibile a 6 cassetti

### ACCF15



Kit divisori cassetti: **ACCF15/1** - 10 scomparti; **ACCF15/2** - 15 scomparti; **ACCF15/3** - 20 scomparti; **ACCF15/4** - 25 scomparti


### ACCF16



Chiusura centralizzata sigillabile



## Tabella dimensioni



## Scheda tecnica

Codice CND	<b>V0899</b>
N. progressivo/R	<b>2008381/R</b>
Codice Prodotto	<b>GB0320.SP-P</b>
Destinazione d'uso	Carrello emergenza pediatrico
Produttore	GARDHEN BALANCE SRL
Configurazione 8+1 (standard)	8 cassetti 42x37.8x7.8h cm 1 cassetto 42x37.8x15.8h cm

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 94 rev. 28/06/2022