

Italo

Rollator leggero



DEAMBULATORI

Usi frequenti

Riabilitazione

Accoglienza RSA

Accoglienza Pazienti PS

Ambulatoriale

Domiciliare





Vantaggi

- Deambulatore 4 ruote rollator in acciaio / alluminio
- Appoggiaschiena imbottito, regolabile in tre posizioni per adeguarsi alla persona.
- Telaio facilmente pieghevole
- Freni a leva con blocco di stazionamento
- Rivestimento sedile e appoggiaschiena in pl microforato classe 1im nero
- Sedile imbottito in poliuretano espanso ad alta densita H 56 cm

Dotazioni di serie

- Ruote 200x32 mm anteriori piroettanti posteriori unidirezionali
- Capiente cestino in nylon sotto il sedile rimovibile
- Manubrio regolabile in altezza h 73-100 cm
- Ingombro lunghezza 69 larghezza variabile in base alle misure
- Peso 7,5 kg
- Portata 150 kg

Scheda colori

COLORI

○ Nero

○ Verde

○ Blu

○ Azzurro

○ Rosso

○ Arancione

○ Giallo

○ Beige

○ Beige

Accessori consigliati




GBP0261.AP1



Sostegni antibrachiali

GBP0261.AP2



Tavolo imbottito

GBP0261.AP3



Sostegni ascellari e manubrio

GBP0261.AP4



Sostegni a stampella

GBP0261.AP5



Borsa coordinata

GBP0261.AP9



Barre di appesantimento 2 kg

Accessori consigliati



GBP0261.AP8



Ruote con blocco direzionale

GBP0261.AP7



Ruote frizionate

Configurazioni disponibili



Seduta **40 cm**
Ingombro: **56 cm**
Peso: **7,4 kg**

GBP0266



Seduta **45 cm**
Ingombro: **60 cm**
Peso: **7,5 kg**

GBP0267



Seduta **50 cm**
Ingombro: **64 cm**
Peso: **7,6 kg**

GBP0268



Seduta **55 cm**
Ingombro: **70 cm**
Peso: **10,0 kg**

GBP0269



Seduta **60 cm**
Ingombro: **75 cm**
Peso: **10,1 kg**

GBP0270

Codice CND	Y120609
N. progressivo/R	57796
Destinazione d'uso	Personne con difficoltà motorie e incapacità di deambulazione

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.

In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 313 rev. 19/09/2022

