

# LG 2004/150/A008

## Montascale a cingoli con pedane funzionali

La serie dei montascale a cingoli è arricchita con la sua versione con rampe per seggioloni polifunzionali e carrozzine elettroniche. La portata massima è di 150 kg. Le prolunghie abbattibili e le regolazioni delle pedane facilitano sia il carico che l'ancoraggio della carrozzina.

## Stairlift with tracks with functional platforms

The series of stairway climbers with tracks is enriched with its version with ramps for multi-purpose and electric wheelchairs. The maximum capacity is 150 kg. The folding extensions and the footboard adjustments make wheelchair loading and anchoring easier.









#### ■ Rampe regolabili / Adjustable ramps

Regolazioni da 3 cm cad. / Adjustments of 3 cm each



#### ■ Aggancio carrozzina regolabile in profondità / Depth-adjustable wheelchair coupling

Regolazione min 16 cm, max 24 cm / Adjustment min 16 cm, max 24 cm

### LG 2004/150/A008 - Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso complessivo - Total weight: complessivo - Overall weight:	kg 84
Peso corpo macchina - Base equipment weight	kg 46
Peso del timone - Drawbar weight	kg 38
Ingombro massimo - Maximum overall dimensions:	144x83x99 cm
Potenza del motore - Motor power	300 W
Potenza assorbita caricabatteria - Battery charger absorbed power	80 W
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply	100-240 V
Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight	kg 130 - (optional 150 kg)
Percorrenza in autonomia - Distance covered in back-up	540 gradini (con passeggero di 85 kg) 540 steps (with 85 kg passenger)
Autonomia con indicatore in riserva - Duration with indicator in reserve	80 gradini / steps
Misura minima larghezza scale - Minimum stair width measurement	93 cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L Minimum manoeuvring space on an L-shaped landing	120x130 cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U Minimum manoeuvring space on a U-shaped landing	120x240 cm
Inclinazione massima - Maximum inclination	70% - 35°
Temperatura di uso - Operating temperature	0°C / 40°C
Temperatura di immagazzinamento con imballo (ambiente asciutto) - Storage temperature with packaging (dry ambient)	-10° ÷ 50°
Velocità massima - Maximum speed	15 Gradini per minuto 15 steps per minute
Dimensione imballo - Packaging dimension	116x60x45 cm

