

**LACCIO EMOSTATICO JETPULL**  
**JETPULL TOURNIQUET**  
**GARROT JETPULL**  
**TORNIQUETE JETPULL**  
**VENENSTAUER JETPULL**

---

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.


---

**REF** 25722 - 25723 - 25724




**HOLTSCH Medizinprodukte GmbH**  
In den Faltern 13  
65232 Taunusstein  
Made in Germany







**IT** Aprire  
**GB** Open  
**FR** Ouvrir  
**ES** Abrir  
**DE** Öffnen



**IT** Chiudere  
**GB** Close  
**FR** Fermer  
**ES** Cerrar  
**DE** Anlegen



**IT** Stringere  
**GB** Tighten  
**FR** Ttirer  
**ES** Apretar  
**DE** Festziehen



**IT** Rilasciare lentamente  
**GB** Slow release  
**FR** Desserrer légèrement  
**ES** Lenta liberación  
**DE** Langsam lösen/







**ITALIANO**

Questo prodotto ha un sistema di apertura di sicurezza in due tempi:

1. Rilasciare la tensione della cinghia premendo il pulsante striato.
2. Premere i due bottoni laterali.

Il sistema di bloccaggio si aprirà automaticamente. Jetpull® può essere lavato in lavatrice fino a 90°C o trattato con disinfettanti appropriati senza alcool.

---

	<b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code <b>FR</b> Code produit <b>ES</b> Código producto <b>DE</b> Erzeugniscode
	<b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote <b>DE</b> Chargennummer
	<b>IT</b> Fabbricante <b>GB</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant <b>ES</b> Fabricante <b>DE</b> Hersteller
	<b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 <b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 <b>DE</b> Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745
	<b>IT</b> Dispositivo medico <b>GB</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical <b>ES</b> Producto sanitario <b>DE</b> Medizinprodukt
	<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Consult instructions for use <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso <b>DE</b> Gebrauchsanweisung beachten