



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
حقائب وخروج ظهر لحالات الطوارئ

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CARATTERISTICHE

Le borse e gli zaini di emergenza GIMA sono stati studiati per agevolare interventi di prima assistenza in modo efficiente; sono adatti a garantire un trasporto sicuro e un alloggiamento ordinato di: strumenti, farmaci, prodotti o apparecchi medicali e di pronto intervento.

Le borse e gli zaini GIMA sono realizzati con materiali molto resistenti, antigraffio ed impermeabili, con finiture e chiusure di pregio, atte ad evitare inceppamenti o rotture durante il loro normale utilizzo. Borse e zaini vengono forniti vuoti.

PRESCRIZIONI

Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale qualificato e consapevole delle limitazioni igieniche dovute all'uso del prodotto in ambienti dove sono presenti possibili elementi inquinanti o batteriologicamente infetti. GIMA non risponde di danni arrecati al contenuto o che il contenuto stesso può provocare alle borse o agli zaini.

Il prodotto, o parti di esso, non può essere utilizzato per un uso difforme da quello specificato.

Non lasciare il prodotto incustodito, alla portata di bambini o di personale non qualificato.

Non usare il prodotto se si rilevano danni; rivolgetevi al vostro rivenditore.

Evitare qualunque riparazione precaria.

Durante l'utilizzo prestare attenzione a non danneggiare le cerniere lampo.

Durante l'apertura e la chiusura delle cerniere lampo accertarsi che non si inceppino con altri materiali ed aprirle o chiuderle sino alla loro estremità.

In caso di fuoriuscita di liquidi o polveri, provenienti da fiale o flaconi, pulire e disinfettare la borsa o lo zaino, poiché potrebbero danneggiare o contaminare i tessuti della borsa stessa o i prodotti inseriti.



Non riempire eccessivamente il prodotto. Il peso e la forma del contenuto devono essere adeguati al tipo di borsa o zaino; garantirsi sempre che il peso non sia eccessivo rispetto al modello e alle possibilità dell'utilizzatore.

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3), menzionate nell'allegato XXXIII del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3 del predetto decreto legislativo, individuano come limite massimo di pesi occasionali possibili da movimentare in condizioni ideali (ovvero quando sia possibile movimentare il carico manualmente senza dover effettuare torsioni del tronco, il carico sia posto in posizione stabile e il suo spostamento non comporti un movimento brusco da parte del lavoratore) 25 kg per i lavoratori maschi e 20kg per le lavoratrici (e lavoratori adolescenti maschi, e 15kg per le lavoratrici adolescenti).

DISIMBALLO



Rammentiamo che gli elementi dell'imballo (carta, cellophane, punti metallici, nastro adesivo, ecc..) possono tagliare e/o ferire se non maneggiati con cura. Essi vanno rimossi con opportuni mezzi e non lasciati in balia di persone non responsabili; lo stesso dicasi per gli attrezzi utilizzati per la rimozione degli imballi (forbici, coltelli, ecc.).

La prima operazione da fare una volta aperti gli imballi è un controllo generale delle parti che compongono il prodotto; verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni: scorrimento delle chiusure lampo, tenuta delle clips, funzionamento dei velcro o strip, resistenza delle maniglie.

MANUTENZIONE

Per la pulizia di borse e zaini si consiglia il lavaggio con acqua calda e detergenti idonei; il lavaggio può essere effettuato anche in lavatrice, ma senza centrifugare il prodotto. Dopo il lavaggio si consiglia la disinfezione in soluzione diluita o spray. Prima di mettere il prodotto in lavatrice è necessario togliere le imbottiture e le parti rigide.

Borse e zaini non sono autoclavabili se non espressamente indicato nella confezione.

Per un perfetto funzionamento delle chiusure lampo si consiglia l'utilizzo di un lubrificante specifico, inerte e batteriologicamente puro, es. vasellina.

Controllare periodicamente l'integrità del prodotto, verificando lo stato di chiusure lampo, tracolle, velcro, manici e cinghie; se si dovessero rilevare danni o eccessiva usura dei componenti non utilizzare il prodotto e provvedere alla sostituzione o alla sua riparazione.

Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato in base alle leggi vigenti nel paese d'utilizzo.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.