

# Pluo

## SEDIA DA DOCCIA

**Pluo** è una sedia da doccia comoda, igienica e moderna. Il sedile e lo schienale sono realizzati in plastica morbida e confortevole, facile da pulire. L'altezza del sedile consente di posizionare la sedia sulla maggior parte dei wc standard.



*Pluo, modello con ruote da 24"  
(sedile e schienale in PU –optional)*



*Pluo, modello con ruote da 5"*



Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Mobilità illimitata

## Dati tecnici **Pluo**



570  
668\*

225

480

1035

515

920

450

720  
910\*

9,7  
14\*

150

\*modello con ruote da 24" wielen - Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse(15 mm - 1,5 kg).

## Optional



*Supporti laterali*



*Secchio wc*



*Staffa di sicurezza*



*Cuscinetti in gel rimovibili*




*Schienale in PU*



*Sedile in PU*



*Cintura di sicurezza*



*Altezza del sedile regolabile  
(515-605 mm) solo per  
la versione con ruote da 5"*



*Appoggiatesta regolabile*



*Quattro ruote frenanti (optional), solo  
per la versione con ruote da 5"*

## La tua garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, **Pluo** è conforme alle più elevate normative, stabilite da istituti certificati nella maggior parte dei paesi europei.

## Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5  
I-20020 Arese MI  
Italia  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) - [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)



**VERMEIREN**  
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.

