



AG 607

Rampe pieghevoli a libro / Folding ramps

Ampia rampa caratterizzata da un design semplice e leggero per carichi pesanti.

Con un carico massimo di 272 kg questa rampa è ideale per sedie a rotelle elettriche e scooter.

La rampa può essere facilmente piegata a metà, il che comporta un minore ingombro quando deve essere riposta. La maniglia facilita il posizionamento della rampa. È possibile trasportarla come una valigia /

Broad ramp characterised by a simple design and lightweight for heavy loads. With a maximum load of 272 kg this ramp is ideal for electric wheelchairs and scooters.

The ramp can be easily folded in half, which means it requires less storage space. The handle makes it easier to position the ramp. It can be carried like a suitcase

Dati Tecnici / Technical Specifications

Lunghezza di massima estensione – Length of maximum extension	182 cm
Ingombro trasversale totale- Overall crosswise dimensions	72 cm
Larghezza del canale – Channel length	71 cm
Altezza delle pareti laterali - Height of side walls	3,5 cm
Peso trasportabile - Transportable weight	272 kg
Peso (al paio) – Weight (per pair)	16 kg
Massima pendenza – Maximum slope	20%