



**SPES S.R.L. a socio unico**

Via Romano Montalenghe, 39 - 10010 - SCARMAGNO (TO)  
Tel 0125.711471 - Fax 0125.638709

## ROLLATOR PIEGHEVOLE BARIATRICO

### SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE: Rollator pieghevole bariatrico S-882LW

MATERIALE: Alluminio verniciato

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Pieghevole e regolabile in altezza
- Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- Sedile imbottito e cestino porta oggetti
- Colore: rosso
- Ruote: 4 ruote piene soft da 200x10mm



Rif. Cod. ISO: 12.06.09.009 – 12.06.09.130 – 12.06.09.106 – 12.06.09.142

CODICE CND: Y120609

N REPERTORIO DM SSN: 1811167/R

Larghezza massima	Lunghezza massima	Larghezza interna	Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza sedile da terra	Regolazione altezza	Dimensioni piegato	Peso	Portata massima
72	85	57	46	33	53	75 - 95	38	9,2	180

CONFORMITA': Marchio CE. Conforme alla direttiva 93/42, CEE 14 Giugno 1993 e DI. 46 del 24/02/1997 e il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

