

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Mod: PRT100-STD
Rev. 001 - 03/12/2018

Codice Descrizione

PRT100 Rollator Pieghevole Next - Anthea

Destinazione d'uso

Ausilio destinato a sostenere e/o supportare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole realizzato in acciaio verniciato con impugnature anatomiche regolabili in altezza. Dotato di 4 ruote piroettanti e fisse diametro di 20 cm. Fornito di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione. Facile da piegare, riporre e trasportare. Equipaggiato con sedile, vassoio e cestino porta oggetti.

Immagine Prodotto



Riferimenti Fabbricante	
Fabbricante ai sensi 93/42	PERETTI GROUP S.R.L.
Paese di produzione	Cina
Classe dispositivo 93/42	Classe I
Codice classificazione CND	Y120609
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1718729
Codice classificazione GMDN	31120
Codice nomenclatore principale	12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.142
Caratteristiche Tecniche	
Portata massima	136 Kg
Altezza impugnature	da 78 cm a 92 cm
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone Anthea
Diametro ruote piroettanti Ø	20 cm
Diametro ruote fisse \emptyset	20 cm
Peso Netto	10 Kg
Altezza seduta	60 cm
Larghezza seduta	42 cm
Larghezza totale	61 cm
Materiali Principali	
Struttura	Acciaio tubolare verniciato
Impugnatura e Seduta	Polipropilene
Ruote	Thermo Poly Rock (TPR)