

Sagitta

ATTIVA



Caratteristiche tecniche della Sagitta

| larghezza totale | lunghezza totale | larghezza sedile | profondità sedile | altezza schienale | angolo schienale | ruote anteriori | larghezza sedile | angolo rotelle | peso | peso massimo sopportabile |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|------|---------------------------|
| 550-680 | 550 | 360 | 320 | 230-280 | +7% à -7% | 3" | 480 (con cuscino) | 0° | >9,5 | 100 |
| 570-690 | 600 | 380 | 370 | 280-330 | | 4" | | 2° | | |
| 590-710 | 650 | 400 | 420 | 330-380 | | 5" | 520 (senza cuscino) | 4° | | |
| 610-730 | | 420 | 440 | 380-430 | | | | 6° | | |
| 630-750 | | 440 | | | | | | 8° | | |
| 650-770 | | 460 | | | | | | | | |

Misure in mm, peso in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensione e nel peso: 1,5 mm e 1,5 kg



E' la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario

Da più di 55 anni Vermeiren ha un ruolo importante nello sviluppo e nella costruzioni delle carrozzine.

Il nostro principale obiettivo è realizzare carrozzine che si adattino alle esigenze delle persone. Per questo motivo le carrozzine Vermeiren sono modulari e possono essere completate con molti accessori.

Colori



Reatime s.r.l.

Viale delle Industrie 5
20020 Arese (MI)
Italia

Tél.: (0039) 02 99 77 07
Fax: (0039) 02 93 58 56 17

Visitate anche il nostro sito Internet: www.reatime.it



VERMEIREN
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.

