



## SEDIA A ROTELLE MEDY

### SCHEMA TECNICA

**MARCHIO:** UCCIERO

**DESCRIZIONE:** Carrozzina base manovrabile dall'accompagnatore mod. Medy

**CODICE ISO:** 12.22.18.003

**REPERTORIO DM – SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -**

2431776/R

2431777/R

2431778/R

2431782/R

2431783/R



**CND:** Y122103

**CODICE PRODOTTO:** 700105-6-7-8-9

**DESCRIZIONE:** Indicata ove l'assistito, per la mobilità esterna e per uso quotidiano, necessita di un accompagnatore. Facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni contenute per agevolare il passaggio in ascensore, uffici, bagni ecc. Carrozzina a spinta assistita da un accompagnatore, pieghevole, in lega di metallo, verniciata epossidico, anticorrosione.



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**










- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Tele sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli ribaltabili, imbottiti, mod. desk (a scrivania), con fiancata proteggi abito





- Ruote posteriori 12" (DIA cm 30,48), gommatura PU SOFT
- Ruote anteriori 8" x 1" (DIA cm 20,32)
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza.
- Appoggipiedi separati in PU/NYLON
- Larghezza seduta cm 38 - 40,5 – 43 – 45,5 - 48
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 16 ca.
- Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione.

Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

Larghezza massima	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioni	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Sedile	Altezza Schienale	Peso
									
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg
53	26,5	38	25	51	91	97	40	41	15,7
55,5	26,5	40,5	25	51	91	97	40	41	15,8
58	26,5	43	25	51	91	97	40	41	15,9
60,5	26,5	45,5	25	51	91	97	40	41	16
63	26,5	48	25	51	91	97	40	41	16,2

#### CONFORMITA':

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

