

UP

sollevatore
elettrico



KSP[®]
tutto più semplice.

Sollevatori e Verticalizzatori

Sollevatore elettrico a doppia colonna e doppio braccio che permette di sollevare e trasferire facilmente il paziente all'interno dell'abitazione.



Sollevamento elettrico dei bracci



Apertura e chiusura elettrica della base

Cod. **N200 UP** // COD.ISO 12.36.03.006

Struttura in acciaio

Base con quattro ruote gemellari con freno

Bracci di sollevamento rivestiti in gomma per garantire comfort e sicurezza

Movimentazione elettrica dei bracci di sollevamento

4 fibbie con innesto rapido di sicurezza per l'ancoraggio dell'imbracatura

Apertura e chiusura elettrica della base con movimento parallelo

Batteria ricaricabile

Pulsantiera a 4 tasti

Specifiche:

Altezza bracci di sollevamento da terra 820 - 1220 cm

Distanza interna bracci di sollevamento 560 cm

Distanza interna gambe 530 - 825 cm

Peso 35 cm

Portata massima 140 cm



4 fibbie a innesto rapido in dotazione per ancoraggio dell'imbracatura

Cod. **N9663**



Cintura di manovra per agevolare le operazioni di trasferimento

Cod. **N9660**

COD.ISO 12.36.21.003



Imbracatura di trasferimento standard

Cod. **N9661**

COD.ISO 12.36.21.003



Imbracatura di trasferimento adatta per operazioni igieniche

Cod. **N9662**

COD.ISO 12.36.21.003



Imbracatura modulare standard con tessuto anti-atrito