

SCHEDA TECNICA N° WI_ST 2911_TAVOLINO SERVIPRANZO CON RUOTE

NOME PRODOTTO TAVOLINO SERVIPRANZO CON RUOTE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Tavolino servipranzo con ruote.
- Regolabile in altezza e inclinazione
- Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15001010	TAVOLINO SERVIPRANZO CON RUOTE BD/RDM: 451641 CND: V0880

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	LEGNO
--------	-------

Dimensioni	Larghezza: 60 cm Profondità: 40 cm Altezza: regolabile da 62 a 90 cm
------------	--

Portata massima	15 Kg
-----------------	-------

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio