

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

SEDILE PER DOCCIA SENZA SCHIENALE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SEDIA DA DOCCIA SENZA SCHIENALE

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 4871/R

CODICE Nr: 856003

CARATTERISTICHE TECNICHE:

In duralluminio anticorrosione con fori

di drenaggio, sedile in PVC atossico

Regolabile da cm 41 a cm 55

Larghezza sedile cm 49

Profondità sedile cm 30

Larghezza massima cm 50

Profondità massima cm 42

Portata massima kg 136

Peso kg 2,00



Cod. 856003
Repertorio DM: 4871/R

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

