


ENBIO®

SCHEDA TECNICA

ENBIO PRO

Classe	B
Alimentazione	230V/50Hz
Potenza	3250W
Consumo max.	15A
Pressione	2,1 Bar
Pressione max.	2,3 Bar
Temperatura max.	138°C
Capacità della camera	5,3 l
Programmi	134°C FAST, 134°C, 121°C, PRION
Numero max. di buste	16
Peso max. di carico	0,8 kg
Peso	20 kg
Livello di sicurezza	IP20
Archiviazione dati	USB Memory stick
Caricamento dell'acqua*	Serbatoio esterno

*Utilizzare solo acqua distillata o demineralizzata



Enbio Group AG
Eichengasse 3
4702 Oensingen
Switzerland

www.enbio.com

ENBIO®