

# CARROZZINA X-Light HD/Bariatric

## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina bariatrica in alluminio di alta qualità con telaio rinforzato a doppia crociera: X-Light HD/Bariatric è una sedia a rotelle peso piuma dalla portata elevata

- Telaio pieghevole, stabilizzante, in Alluminio
- Braccioli regolabili in altezza estraibili e ribaltabili
- Ruote posteriori da 24" dotate di perno ad estrazione rapida
- Schienale regolabile in altezza
- Cintura Pelvica inclusa
- Forcella anteriore e pedane poggiatepiede rinforzate
- Rivestimento in nylon lavabile
- Maniglie posteriori dotate di freni per accompagnatore con sistema di bloccaggio
- Appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza, rinforzate e dotate di cinturino ferma tallone regolabile

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15556510	CARROZZINA X-Light Bariatric 65 cm	1988452	Y122106
15557010	CARROZZINA X-Light Bariatric 70 cm	1988454	Y122106
15555010	CARROZZINA X-Light HD 50 cm	1988441	Y122106
15555510	CARROZZINA X-Light HD 55 cm	1988447	Y122106
15556010	CARROZZINA X-Light HD 60 cm	1988449	Y122106

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--



# CARROZZINA X-Light HD/Bariatric

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	GRIGIO e BLU
<b>Dimensioni</b>	Larghezza seduta: 50/55/60/65/70 cm Ingombro massimo: +30 cm Ingombro da chiusa: 40 cm Profondità seduta: 44 cm Profondità totale: 115 cm - 120 cm Profondità senza pedane: 90 cm Distanza seduta-pedana: 40 cm - 52 cm Altezza schienale: 45 cm Altezza posteriore seduta: 50 cm Altezza anteriore seduta: 52 cm Altezza bracciolo: 20 - 25 cm Altezza Tot: 110 cm
<b>Peso</b>	25,60 Kg
<b>Portata massima</b>	250 Kg

## ACCESSORI E RICAMBI

15549915 Alzagambe elevabile

15549920 Cuscino Premium con divaricatore