

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 02 – 21.09.2021 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

| | |
|-------|---------------------------------|
| RC320 | Sedia comoda 4 ruote pieghevole |
|-------|---------------------------------|

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Sedia comoda a telaio pieghevole in acciaio verniciato a polveri epossidiche antiruggine. Seduta e schienale rigidi, anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu idrorepellente e imbottitura in materiali ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Braccioli in PU. WC estraibile e lavabile. Foro anteriore a U. Pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza, cinturino fermapièdi, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Fabbricante ai sensi | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | CINA |
| Classe di dispositivo | Classe I |
| Codice GMDN | 41619 |
| Codice Classificazione CND | Y122103 |
| Repertorio dei Dispositivi Medici | 2070669 |
| Codice nomenclatore DM 332/99 | 12.21.03.006 |
| Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 09.12.03.006 |
| Norma tecnica di riferimento | UNI EN 12182 |
| Resistenza al fuoco | EN 1021-1 / 2 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Peso Max sopportabile | 135 Kg |
| Braccioli | Ribaltabili |
| Pedane | Ribaltabili ed estraibili |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|--|
| Schienale | <i>Fisso estraibile</i> |
| Confezionamento | <i>Polietilene Scatola di cartone.</i> |
| Misure disponibili | <i>43 Cm</i> |

MATERIALI PRINCIPALI

| | |
|------------------|--|
| Struttura | <i>Acciaio verniciato</i> |
| Seduta | <i>Anatomica imbottita rivestita in PVC lavabile</i> |

DIMENSIONI

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice prodotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RC320-43 | 87,5 cm | 62,5 cm | 43 cm | 96,5 cm | 74,5 cm | 52,5 cm | 30÷38 cm | 43 cm | 45 cm | 52,5 cm | 12,5 Kg | 12,5 cm | 120 Kg | 1 pz |