

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 13 – 25.02.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP756x	Deambulatore sotto ascellare pieghevole fisso
--------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatori pieghevoli sottoascellari o antibrachiali realizzati per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freni, supporti regolabili in altezza, sottoascellari regolabili in larghezza e profondità. Le regolazioni dei supporti in altezza ed in larghezza permettono l'utilizzazione del prodotto da soggetti di corporatura piccola media o grande. Il deambulatore può essere utilizzato con un sedile imbottito (optional). Versione con appoggi sottoascellari o antibrachiali.

Immagine prodotto


RP756A-AM



RP756S-M



RP756T

RIFERIMENTI FABBRICANTE











Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	12419
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.003 (RP756A) – 12.06.12.006 (RP756S/M)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Cromato e verniciato
Sottoascellari	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI

RP756S

RP756A

RP756T

RP756M

RP756AM


ACCESSORI	
RP757	<i>Sedile</i>
RP759/1	<i>Tavolino imbottito regolabile</i>
RV7115	<i>Barre d'appesantimento</i>
VARIANTI	
RP756S – Freni su ruote	RP756M – Versione sotto ascellare ridotta
RP756T – Con tavolino imbottito regolabile	RP756A – Appoggio antibrachiale
RP756AM – Versione antibrachiale ridotta	