

STIMVET 2000

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

1-150Hz

Ampiezza impulso

50-450µs

Intensità

100mA per canale

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso


gr 440

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo STIMVET 2000
- 2 Cavi grigi per microcorrente
- 4 Cavi colorati per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi quadrati in silicone
- 4 Elettrodi rettangolari in silicone
- 4 Fasce elastiche
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo
- 1 Guida di utilizzo



CE



STIMVET 2000

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI

Rev. It_09_2019

ELENCO PROGRAMMI

CANE

RIABILITAZIONE

Recupero post-intervento LCA

Contratture

Recupero atrofia 1 - 2

Rimuscolazione 1 - 2

Rafforzamento 1 - 2

Penna cercapunti

Agonista / Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS antalgica convenzionale

TENS modulata antiaccomodamento

Dolore post-operatorio

Dolore da fratture

Osteoartrosi

Sindrome di Wobbler

Discopatia

Spondilartrosi

Stenosi lombo-sacrale

SPORT

Forza massimale arti anteriori

Forza massimale arti posteriori

Forza resistente arti anteriori

Forza resistente arti posteriori

Forza esplosiva arti anteriori

Forza esplosiva arti posteriori

Decontratturante

Defaticamento

DENERVATO

Triangolare 1 - 2 - 3

Rettangolare 1 - 2 - 3

Trapezoidale 1 - 2 - 3

MICROCORRENTI

Osteogenesi

Cicatizzazione ferite

Cartilagine

GATTO

RIABILITAZIONE

Recupero post-intervento LCA

Contratture

Recupero atrofia 1 - 2

Rimuscolazione 1 - 2

Rafforzamento 1 - 2

Penna cercapunti

Agonista / Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS antalgica convenzionale

TENS modulata antiaccomodamento

Dolore post-operatorio

Dolore da fratture

Osteoartrosi

Discopatia

Spondilartrosi

Stenosi lombo-sacrale

DENERVATO

Triangolare 1 - 2 - 3

Rettangolare 1 - 2 - 3

Trapezoidale 1 - 2 - 3

MICROCORRENTI

Osteogenesi

Cicatizzazione ferite

Cartilagine

CAVALLO

RIABILITAZIONE

Recupero post-intervento LCA

Contratture

Recupero atrofia 1

Penna cercapunti

Agonista / Antagonista

TENS

TENS endorfinica

TENS antalgica convenzionale

Dolore post-operatorio

Dolore da fratture

Osteoartrosi

Discopatia

Spondilartrosi

MICROCORRENTI

Osteogenesi

Cicatizzazione ferite

Cartilagine