

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0040\_CARROZZINA ELETTRONICA ROCKET 3

**NOME PRODOTTO** CARROZZINA ELETTRONICA ROCKET 3

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Carrozzina compatta ideale per uso sia interno che esterno.

- Schienale tensionabile completo di copertura
- Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza, dotati di spondina parabit
- Pedane regolabili in flessione-estensione e in altezza
- Cintura pelvica e ruote anti-ribaltamento di serie
- Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
17000010	CARROZZINA ELETTRONICA ROCKET 3- colore bordeaux BD/RDM: 1137673 CND: Y122127
17000011	CARROZZINA ELETTRONICA ROCKET 3 - colore bianco BD/RDM: 1524296 CND: Y122127

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

**Colore** BORDEAUX/ BIANCA

**Dimensioni**  
Larghezza Seduta: 40 cm + 6 cm per parte (Braccioli)  
Ingombro Massimo: +20 cm + Regolazione Braccioli  
Profondità Seduta: 42 cm - 52 cm + 6 cm (Pedane)  
Profondità Totale: 100 cm (Senza Ruotine Antiribaltamento) - 113 cm (140 cm con comando esteso Basc. e Recl. Max)  
Profondità Senza Pedane: 78 cm (94 cm Basc. e Recl. Max)  
Distanza Seduta-Pedana: 35 cm - 47 cm  
Altezza Schienale: 54 cm  
Basculamento: 23°  
Reclinazione Schenale: 30°  
Altezza Posteriore Seduta: 49 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 50 cm  
Altezza Bracciolo: 28 cm - 34 cm  
Altezza Tot: 107 cm

**Peso**  
Peso con batteria: 100 Kg  
Peso senza batteria: 60 Kg

**Portata massima** 135 Kg

**Alimentazione Elettrica**  
Batterie: 2 x 12V 50 Ah  
Caricabatterie: HP 24V 5Ah

## Accessori e Ricambi

Cod. 17991050 - Alzagambe per Rocket  
Cod. NE-40880 - Poggiatesta avvolgente  
Cod. NE-MOD-0901 - Blocchetto per poggiatesta

## Altre informazioni tecniche

Velocità massima: 8 Km/h  
autonomia: 30 km  
ruote anteriori: 9" pneumatiche  
ruote posteriori: 13,5" pneumatiche

**REDATTA da**  
WIMED

**APPROVATA da**  
Ufficio Qualità e Regulatorio