

Magics

MAGICS (Magnetic Intercellular Stimulation) è un dispositivo medico di magnetoterapia ad alta/bassa frequenza. Apparecchiatura sicura e tecnologicamente all'avanguardia, è indicata per un uso sia professionale che domiciliare. Di facile utilizzo, è la soluzione ottimale per contrastare e risolvere efficacemente, attraverso l'emissione di onde elettromagnetiche, tutte le patologie sia acute che croniche. Dotato di tastiera numerica in policarbonato con 6 tasti funzioni.

ACCESSORI OPTIONAL

Fascia cervicale	MGCER001
Fascia lombare	MGLOM001
Fascia spalla, gomito, ginocchio	MGSGG001
Gambale Gilet	MGGAM001 MGGIL001
Guanto	MGGUA001
Mascherina viso	MGMAS001
Stuoia magnetica 160x190 cm	MGSTU003
Stuoia magnetica 80x190 cm	MGSTU002
Stuoia Total-Body 50x100 cm	MGSTU001

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 batteria	MGBATT
2 antenne locali con elastico di posizionamento	MGTHA002-A
1 adattatore esterno per ricarica batteria	MGALI001-I
1 borsa per riporre l'apparecchiatura e gli accessori	MGBOR001-SL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Batteria interna ricaricabile con capacità di 2A/12V (autonomia 5 ore circa) 100 ÷ 240V 18VDC 500mA per ricarica della batteria con adattatore esterno
Massima intensità campo magnetico	50 Gauss
Frequenza di oscillazione	6 ÷ 100 Hz. (Bassa frequenza) / 100 ÷ 5.000 Hz. (Alta frequenza)
Uscite per EMT	4 bassa/alta frequenza
Dimensioni (LxPxH)	cm 33 x 26 x 10
Anni di Garanzia	2