


Turios

La più compatta delle nostre carrozzine elettroniche

Turios è la più compatta delle nostre carrozzine elettroniche. Grazie alla sua potente trazione posteriore, è adatta sia all'utilizzo in interni che all'esterno.

Il colore, la profondità della seduta e le ruote vengono scelti dall'utilizzatore, così che **Turios** si adatti al meglio ai suoi gusti ed alle sue esigenze. Il look moderno e la seduta confortevole garantiscono a chi la utilizza di sentirsi a proprio agio.




Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Mobilità illimitata

Dati tecnici Turios



2x12V-38Ah	2x150W	6 km/h	28 km	6°	50	1600
2x12V-50Ah	2x150W	6 km/h	39 km			
2x12V-50Ah	2x450W	10 km/h	25 km			



580	390	260-335	450-500-550	380-500	585	320-420	1070	105,8	130
580	450	260-335	480-510-540*	430-510*	550*	320-420	1060*	105,8	130
640	510	260-335				320-420		105,8	130

* Con opzioni elettriche. Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).

Accessori e opzioni

Di serie **Turios** è dotata di cintura di sicurezza, ruote antiribaltamento e ganci di ancoraggio per auto. Inoltre è possibile richiedere ulteriori accessori come il porta stampelle, lo specchietto retrovisore, le luci, il porta bicchiere e il bauletto porta oggetti.

Colori disponibili



La tua garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, la carrozzina **Turios** soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei

È la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario

La carrozzina è stata sviluppata per essere un ausilio adattabile alle esigenze individuali, garantendo anche estetica e praticità. All'interno di tale evoluzione la **VERMEIREN** ricopre un ruolo importante.

Il nostro principio di base è che la carrozzina si deve adattare a Voi e non il contrario, ecco perché le nostre carrozzine sono modulari.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati e dotati di numerosi accessori intercambiabili tra di loro. Questo è il risultato delle nostre attività di ricerca e di 64 anni di esperienza.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.



VERMEIREN
Mobilità illimitata



Modifiche tecniche riservate.