

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 15027\_POLTRONA LADY BERGERE 3 MOTORI

**NOME PRODOTTO** POLTRONA LADY BERGERE 3 MOTORI

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Poltrona della linea Lady che si caratterizza per il suo gusto classico.

- La seduta morbida ed accogliente, nasconde un pratico movimento relax
- Schienale con grandi orecchie sui lati che permettono di riposare anche appoggiando il capo
- Granfoulard coordinato di serie per coprirlo e proteggerne il rivestimento
- Dotata di 3 motori che permettono la regolazione indipendente dello schienale e poggiatesta, più la funzione Trendelenburg

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
57501003	POLTRONA LADY BERGERE 3 M - BORDEAUX BD/RDM: N.A. CND: N.A.
57501004	POLTRONA LADY BERGERE 3 M - BLU BD/RDM: N.A. CND: N.A.
57501002	POLTRONA LADY BERGERE 3 M - TERRACOTTA BD/RDM: N.A. CND: N.A.
57501005	POLTRONA LADY BERGERE 3 M - BEIGE BD/RDM: N.A. CND: N.A.
57501001	POLTRONA LADY BERGERE 3 M - VERDE BD/RDM: N.A. CND: N.A.

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## SPECIFICHE TECNICHE

### Colore

BORDEAUX  
BLU  
VERDE  
BIEGE  
TERRACOTTA

### Dimensioni

Larghezza seduta: 53 cm  
Larghezza poltrona: 81 cm  
Altezza poltrona: 114 cm  
Profondità poltrona: 83 cm  
Profondità seduta: 52 cm  
Altezza seduta da terra: 56 cm  
Lunghezza massima distesa: 176 cm  
Altezza poggiatesta aperto da terra: 54 cm  
Profondità poggiatesta: 44 cm

### Portata massima

150 Kg

## NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

- è conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- è conforme alla direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 concernente l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, e che sono state applicate le seguenti norme tecniche:
  - o EN 55014-1:2017 "Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili — Parte 1: Emissione";
  - o EN 61000-3-2:2014 "Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso  $\leq 16$  A per fase)";
  - o EN 61000-3-3:2013 "Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-3: Limiti — Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale  $\leq 16$  A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione";
  - o EN 55014-2:2015 "Compatibilità elettromagnetica Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili — Parte 2: Immunità".
- è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

### REDATTA da

WIMED

### APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio