

Quava

R O L L A T O R



larghezza totale	655 mm
profondità sedile	225 mm
larghezza sedile	450 mm
altezza sedile	540 mm
altezza totale	830 - 955 mm
lunghezza totale	710 mm
peso totale	7,05 kg
portata massima	136 kg
ruote (anteriore / posteriore)	200 x 35 mm
colori	rosso - grigio di carbonio

Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (1,5 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate.



Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Vermeiren Italia S.R.L. - Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese MI - Italia
Tel.: +39 02 99 77 07 - Fax: +39 02 93 58 56 17 - www.vermeiren.it - info@vermeiren.it



Mobilità illimitata