

## SCHEDA TECNICA N° WI\_ST 2901\_KIT IN LEGNO CON RUOTE

**NOME PRODOTTO** KIT IN LEGNO CON RUOTE

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Kit in legno per trasformazione letti in ferro Wimed con ruote  
- Compatibile con i letti: Arpa, Cetra e Liuto  
- Comprende: pediera, testiera, un kit di quattro sponde e un kit di quattro gambe

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000036/R	KIT IN LEGNO CON RUOTE PER RETE SMONTABILE - CETRA - cod. 15000093 - LIUTO - cod. 15000092 - ARPA - cod. 15000097 BD/RDM: 1521347 CND: Y181227
15002000/R	KIT IN LEGNO CON RUOTE PER RETE INTERA - CETRA - cod. 15000091 - LIUTO - cod. 15000094 BD/RDM: 1520888 CND: Y181227

### INFORMAZIONI GENERALI

#### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

### Dimensioni

Larghezza testiera e pediera: 101 cm  
Altezza testiera e pediera: 54,4 cm  
Lunghezza sponde: 192,5 cm  
Ingombro totale kit con letto: 204 cm  
Altezza gambe (con e senza ruote): 43 cm

### Materiali

Struttura in legno

### REDATTA da

WIMED

### APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regulatorio