

SCHEDA TECNICA N° WI_ST 2900_KIT IN LEGNO SENZA RUOTE

NOME PRODOTTO KIT IN LEGNO SENZA RUOTE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Kit in legno per trasformazione letti in ferro Wimed senza ruote
- Compatibile con i letti: Arpa, Cetra e Liuto
- Comprende: pediera, testiera, un kit di quattro sponde e un kit di quattro gambe

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15000036	KIT IN LEGNO SENZA RUOTE PER RETE SMONTABILE - CETRA - cod. 15000093 - LIUTO - cod. 15000092 - ARPA - cod. 15000097 BD/RDM: 628681 CND: Y181227
15002000	KIT IN LEGNO SENZA RUOTE PER RETE INTERA - CETRA - cod. 15000091 - LIUTO - cod. 15000094 BD/RDM: 405922 CND: Y181227

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

Larghezza testiera e pediera: 101 cm
Altezza testiera e pediera: 54,4 cm
Lunghezza sponde: 192,5 cm
Ingombro totale kit con letto: 204 cm
Altezza gambe (con e senza ruote): 43 cm

Materiali

Struttura in legno

Accessori e Ricambi

Cod. 15002058 - Ruote con freno

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio