

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0019_CARROZZINA TRANSIT LIGHT

NOME PRODOTTO	CARROZZINA TRANSIT LIGHT
----------------------	--------------------------

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina da transito leggera, ideale per il trasporto di pazienti in spazi ridotti.

- telaio pieghevole in alluminio
- schienale abbattibile a metà altezza
- freni posti direttamente sulle manopole posteriori far facilitare l'utilizzo dell'accompagnatore
- braccioli fissi
- rivestimento in Nylon lavabile
- appoggiatesta estraibili e ribaltabili, pedane regolabili in altezza dotate di cinturino ferma tallone

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

15400000

DESCRIZIONE

CARROZZINA TRANSIT LIGHT
BD/RDM: 20096/R
CND: Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
--------	-----

Dimensioni	Larghezza Seduta: 42 cm Ingombro Massimo: +12 cm Ingombro da Chiusa: 26 cm Profondità Seduta: 40 cm Profondità Totale: 100 cm - 105 cm Profondità Senza Pedane: 72 cm Distanza Seduta-Pedana: 37 cm - 50 cm Altezza Schienale: 45 cm Altezza Posteriore Seduta: 49 cm Altezza Anteriore Seduta: 50 cm Altezza Bracciolo: 26 cm Altezza Tot: 76 cm
------------	--

Peso	11,5 Kg
------	---------

Portata massima	100 Kg
-----------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale e corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio Qualità e Regolatorio
----------------------------	--