

SCHEMA TECNICA

WI_ST 5002_SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II_RUOTE 600 MM

NOME PRODOTTO

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II - Ruote da 600 mm

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Seggiolone polifunzionale ruote da 600 mm

- Seduta regolabile in profondità e in larghezza
- Braccioli imbottiti regolabili in altezza e larghezza
- Spondina parabitoli imbottita estraibile
- Schienale con scocca rigida asportabile regolabile in altezza
- Schienale reclinabile fino a 30°
- Basculamento della seduta fino a 20°
- Poggiatesta modellabile, regolabile in altezza, profondità e lateralmente
- Rivestimento di seduta, schienale e poggiatesta in nylon rinforzato impermeabile
- Ruote posteriori ad estrazione rapida
- Ruote anteriori e posteriori regolabili in 3 altezze
- Ruotine antiribaltamento regolabili in altezza
- Perno estraibile per l'abbattimento rapido dello schienale
- Pedane regolabili in altezza e flesso-estensione
- Appoggiagambe elevabili e regolabili in profondità
- Appoggiapolsi regolabili in inclinazione, profondità e altezza
- Pedane appoggiapiedi separate con dispositivo per la trasformazioni in pedana unica
- Regolazione del fulcro del ginocchio in inclinazione
- Piastra ancoraggio per il trasporto in auto/bus
- Spinte laterali swing way disponibili come accessorio

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15544015	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II Ruote da 600 mm - Seduta regolabile da 40 a 43 cm (40/41/42/43 cm) BD/RDM: 1663058 CND: Y180918
15544515	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II Ruote da 600 mm - Seduta regolabile da 45 a 48 cm (45/46/47/48 cm) BD/RDM: 1663197 CND: Y180918
15545015	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II Ruote da 600 mm - Seduta regolabile da 50 a 53 cm (50/51/52/53 cm) BD/RDM: 1663209 CND: Y180918

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza Seduta: 40/45/50 cm Regolazione Larghezza Seduta: + 1,5 cm per lato (regolazione braccioli) Ingombro Massimo: + 22 cm Profondità Seduta: 40 cm - 54 cm Profondità Totale: 114 cm (Senza Ruotine Antirialtamento) - 186 cm (Recl. e Basc. Max, Pedane Max. lunghezza ed inclinate, Poggiatesta) Profondità Senza Pedane: 91 cm - 123 cm (Recl. e Basc. Max, Pedane Max.) Distanza Seduta-Pedana: 28 cm - 51 cm Altezza Schienale: 63 cm Basculamento: 20° Reclinazione Schienale: 30° Altezza Posteriore Seduta: 43 cm Altezza Anteriore Seduta: 41 cm - 45 cm Altezza Bracciolo: 27 cm - 33 cm Altezza Tot: 100-106/148 cm (Poggiatesta)
Peso	34-35-36 kg
Portata massima	140 kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15541211 - Spinte laterali standard
Cod. 15541212 - Spinte laterali corte
Cod. 15541213 - Cuneo divaricatore
Cod. 15991000 - Tavolino universale

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio