

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 4013\_ROLLATOR EPIC COMFORT SILVER

<b>NOME PRODOTTO</b>	ROLLATOR EPIC COMFORT SILVER
----------------------	------------------------------

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Rollator in alluminio, pratico e funzionale

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa porta oggetti di serie

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15607600	ROLLATOR EPIC COMFORT SILVER BD/RDM: 1792125 CND: Y120609

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

**Colore** SILVER

**Dimensioni**  
Larghezza: 63 cm  
Profondità: 66 cm  
Altezza manopole: regolabile da 79 a 92 cm  
Dimensioni ruote posteriori: 20 cm  
Dimensioni ruote anteriori: 20 cm  
Dimensioni da chiuso: 27 x 79 x 66 cm  
Dimensioni seduta: 24,5 x 45 cm  
Altezza seduta: 53 cm

**Peso** 8,1 Kg

**Portata massima** 136 Kg

**REDATA da**

WIMED

**APPROVATA da**

Ufficio Qualità e Regolatorio