

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0041_CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE OLYMPIA

NOME PRODOTTO CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE OLYMPIA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina elettronica per uso interno, disponibile in due misure.

- telaio pieghevole e schienale abbattibile a metà per ridurre l'ingombro.
- schienale tensionabile completo di copertura.
- cuscino seduta completo di tasca porta oggetti.
- braccioli estraibili e regolabili in altezza con spondina proteggi abiti.
- appoggiatesta ribaltabili, estraibili, intraruotabili, con fascia reggipolpacci regolabile.
- pedane regolabili in flessione-estensione e altezza.
- cintura pelvica e ruote anti-ribaltamento di serie.
- possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
17000030	CARROZZINE ELETTRONICA OLYMPIA 16" BD/RDM: 1137670 CND: Y122127
17000031	CARROZZINA ELETTRONICA OLYMPIA 18" BD/RDM: 1620416 CND: Y122127

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BLU

Dimensioni
Larghezza Seduta: 42 cm + 3 cm per parte (Braccioli)
Ingombro Massimo: + 22 cm + Regolazione Braccioli
Ingombro da Chiusa: 41 cm
Profondità Seduta: 40 cm
Profondità Totale: 112 cm - 116 cm
Profondità Senza Pedane: 87 cm/90 cm (Antiribaltamento)
Distanza Seduta-Pedana: 35 cm - 47 cm
Altezza Schienale: 48 cm
Altezza Posteriore Seduta: 43 cm
Altezza Anteriore Seduta: 45 cm
Altezza Bracciolo: 19 cm - 28 cm
Altezza Tot: 95 cm

Peso 70 Kg

Portata massima 120 Kg

Alimentazione Elettrica
Motore: 2 x 250W 4600 RPM 32:1
Batterie: 2 x 12V 36 Ah
Caricabatterie: HP 24V 5 Ah

Accessori e Ricambi

Cod. 17993006 - Alzagambe per Olympia

Altre informazioni tecniche

Autonomia: 25 Km (variabile in base alla velocità e pendenza di utilizzo).

Velocità: 6 km/h

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regulatorio