



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID WIPES 220

GERMOCID WIPES 220 è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CE.

I fazzolettini GERMOCID WIPES 220 sono studiati specificatamente per la detergenza e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi (riuniti, piani di lavoro, braccioli, maniglie, turbine, maschere facciali, poggiatesta, etc.) in uso presso i centri estetici e gli studi medico/dentistici.

GERMOCID WIPES 220 ha un elevato potere detergente ed evapora rapidamente. La presenza di materiale organico (come sangue, saliva o essudati organici) non altera la sua efficacia e non condiziona il suo lavoro.

A differenza dei classici prodotti liquidi, il pratico formato di GERMOCID WIPES 220 velocizza le procedure di pulizia e disinfezione delle superfici eliminando batteri (compreso TBC), lieviti e virus (compresi HIV, HBV e HCV).

Per agevolare l'evaporazione del prodotto, all'interno della sua formula, è stato inserito una bassa percentuale d'alcol idonea a garantire l'efficacia senza tuttavia rischiare di danneggiare i materiali su cui è utilizzato.



ISTRUZIONI PER L'USO

Estrarre un panno dalla confezione e strofinare sulle superfici dei dispositivi medici da pulire e da decontaminare assicurandosi che siano completamente inumiditi.

Lasciare agire per i tempi indicati. Non risciacquare.

Tempi di contatto:

Virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV) 5 minuti

Batteri e lieviti 5 minuti

Micobatterio Tuberculare (TBC) 60 minuti

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
R612	Barattolo contenente rotolo da 220 strappi	Scatola da 6 barattoli

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110030367	18009110030364	309 l x 207 p x 192 h	84 ct (7 piani x 12)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID WIPES 220

COMPOSIZIONE

100,00 g di soluzione imbibente contiene:

Benzalconio Cloruro 0,50 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcool isopropilico; Alcol etilico; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,00 g.

CARATTERISTICHE

Fazzolettini imbevuti al profumo di pino.

ATTIVITÀ

GERMOCID WIPES 220 svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante. E' attivo contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, micobatteri, lieviti e virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV).

Norma	Attività	Tempi di contatto
EN13727 - EN 13697	Battericida	5 minuti
EN13624 - EN 13697	Lieviticida	5 minuti
EN14476	Virucida (Adenovirus, HIV-HCV-HBV)	5 minuti
EN14348	Micobatterio Tubercolare (TBC)	60 minuti

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI