

4 VIBE MASSAGE GUN

PISTOLA MASSAGGIANTE | 4 VELOCITÀ

"4 VIBE MASSAGE GUN" È LA MINI PISTOLA PER MASSAGGI COSTRUITA IN ALLUMINIO, CON 4 DIVERSI LIVELLI DI VELOCITÀ E DOTATA VARIE TESTINE PER ASSICURARE LA MASSIMA EFFICACIA SULLE DIVERSE PARTI DEL CORPO CHE SI VANNO A TRATTARE E A SECONDA DELLE ESIGENZE. È IDEALE PER RILASSAMENTO MUSCOLARE, IL MASSAGGIO PROFONDO E PER IL RECUPERO POST ATTIVITÀ FISICA.

SPECIFICHE TECNICHE

RPM

1800 - 2200 - 2600 - 3200

Timer

15 minuti

Ampiezza di movimento

6 mm

Forza di pressione massima

14 Kg

Controllo

1 bottone accensione / cambio velocità

Alimentazione

- Ricarica USB-C
- Batteria a litio
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Tempo di lavoro: 5 ore continue a velocità 1

Dimensione

92x142x47 mm

Peso

500 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. **G6517**

· 1 Borsa

· 1 Unità 4 VIBE MASSAGE GUN

· 1 Testina Tonda

· 1 Testina Piatta

· 1 Testina Trigger Point

· 1 Testina Spine

· 1 Alimentatore USB-C

· 1 Manuale d'uso

