

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0023\_CARROZZINA ACTIVE II

<b>NOME PRODOTTO</b>	CARROZZINA ACTIVE II
----------------------	----------------------



<b>DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE</b>	<p>Carrozzina standard ad autospinta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato</li> <li>- braccioli estraibili e ribaltabili</li> <li>- appoggiatesta ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile</li> <li>- rivestimento in nylon lavabile</li> <li>- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida da 24"</li> <li>- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza</li> <li>- ruote anteriori da 8"</li> </ul>
--	--

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15200016/LE	CARROZZINA ACTIVE II 16"/ 40 cm - bianca BD/RDM: 1526477 CND: Y122106
15200017/LE	CARROZZINA ACTIVE II 17"/ 43 cm - bianca BD/RDM: 1526478 CND: Y122106
15200018/LE	CARROZZINA ACTIVE II 18"/ 46 cm - bianca BD/RDM: 1526480 CND: Y122106

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>
<p>Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia</p>

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

**Colore** BIANCA forcelle Verdi

**Dimensioni**  
Larghezza Seduta: 40/43/46 cm  
Ingombro Massimo: +18 cm  
Ingombro da Chiusa: 28 cm  
Ingombro Senza Ruote: +17 cm  
Profondità Seduta: 40 cm  
Profondità Totale: 103 cm - 112 cm  
Profondità Senza Pedane: 78 cm  
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm  
Altezza Schienale: 40 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 43 cm - 48 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 45 cm - 50 cm  
Altezza Bracciolo: 20 cm  
Altezza Tot: 84 cm - 89 cm

**Peso** 17,5 Kg

**Portata massima** 120 Kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15992019 - Ruote posteriori da 12" transito  
Cod. 15992058 - Ruotine antiribaltamento  
Cod. 15992018 - Pedane ad inclinazione variabile  
Cod. 15992040 - Braccioli lunghi -coppia-  
Cod. 15992008 - Braccioli imbottiti regolabili in altezza -coppia-  
Cod. 15992017 - Ruote ascensore -coppia-  
Cod. 15991000 - Tavolino universale  
Cod. 151090XX - Sedile WC  
Cod. 159940XX - Poggiatesta  
Cod. 5301 - Cintura pettorale  
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto  
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

**REDATTA da**

WIMED

**APPROVATA da**

Ufficio Qualità e Regolatorio