

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0025\_CARROZZINA ACTIVE III

**NOME PRODOTTO** CARROZZINA ACTIVE III

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con doppia crociera.

- telaio in alluminio verniciato
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- rivestimento in nylon lavabile
- schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- seduta regolabile in altezza
- ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza
- regolazione baricentro
- appoggiagambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabile in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- ruote posteriori da 24"
- ruote anteriori da 8"

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15350016/LE	CARROZZINA ACTIVE III 16"/ 40 cm - verde BD/RDM: 1526509 CND: Y122106
15350017/LE	CARROZZINA ACTIVE III 17"/ 43 cm - verde BD/RDM: 1526520 CND: Y122106
15350018/LE	CARROZZINA ACTIVE III 18"/ 46 cm - verde BD/RDM: 1526522 CND: Y122106

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore VERDE

**Dimensioni**  
Larghezza Seduta: 40/43/46 cm  
Ingombro Massimo: + 20 cm  
Ingombro da Chiusa: 29 cm  
Ingombro Senza Ruote: +18 cm  
Profondità Seduta: 42 cm  
Profondità Totale: 97 cm - 101 cm  
Profondità Senza Pedane: 78 cm  
Distanza Seduta-Pedana: 35 cm 50 cm  
Altezza Schienale: 40 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 44 cm - 51 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 50 cm - 52 cm  
Altezza Bracciolo: 22 cm - 29 cm  
Distanza Schienale-Bracciolo: 3cm - 12 cm  
Altezza Tot: 86 cm - 93 cm

Peso 15,5 kg

Portata massima 120 Kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15369910 - Pedane inclinazione variabile  
Cod. 159940XX - Poggiatesta  
Cod. 15991000 - Tavolino universale  
Cod. 5301 - Cintura pettorale  
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto  
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

### REDATA da

WIMED

### APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio